



EasyOne-Serie von **n d d**
new diagnostic design

Besuchen Sie uns im Web unter:
www.co-med-aktuell.de



Ist Ihr Spirometer UpToDate?



- Neue GLI-Richtwerte für die Lungenfunktion
- Einheitliche internationale Sollwerte
- Gültig seit März 2015

In allen aktuellen EasyOne Modellen integriert Spirometrie 4.0


- GLI-Sollwerte integriert
- RKI-Hygiene-Richtlinien konform
- Kalibrierungs- und wartungsfrei mit



Umtauschaktion! Alt gegen Neu* Easy on-PC

- Einfache PC-Spirometrie
- Kurven- oder Grafikanimationen (siehe Abb.)
- Intuitive WIN-7/8/10 fähige Software
- Integrierte GDT/HL7/XML-Schnittstelle
- DMP Asthma/COPD geeignet
- Stoßfester TrueFlow Ultraschall-Messhandgriff

*Bei Rücksendung des ALTgerätes zahlen Sie für Ihr Easy on-PC nur € 999,00
unverb. Preisempf. des Herstellers € 1.173,00



Beispiel Kinderanimation

Aktionspreis
€ 1.155,-
Best.-Nr. 293943

Mehrplatzfähig ohne Aufpreis
GDT-fähig ohne Aufpreis
Touchscreen-fähig (mit entspr. Display)

(Lieferung ohne PC/Tablet-PC)

Seite 6
Norovirus Schnelltest



Seite 8
Cardiovit FT-1



Seite 9
SENSA® Flex Patientenliege



Seite 15
Thermodesinfektor HD 450





Kompetenz

50 Jahre Erfahrung in der Vollversorgung von Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Kundennähe

Unsere Fachhändler sind bundesweit an 50 Standorten mit hunderten Mitarbeitern für Sie im Einsatz.

Logistik-Zentrum

Schnelle und flexible Belieferung, auch direkt in Ihre Praxis. Über 20.000 Artikel stets vorrätig.

Qualität

Durch Kooperationen mit über 200 marktführenden Partnern liefern wir nur beste Markenprodukte, die sich bewährt haben.

Beratung

Unsere qualifizierten, stets aktuell geschulten, Fachberater sind für Sie vor Ort da. Testen Sie uns.

Service

Technischer Kundendienst, Hygienemanagement, Praxisplanung und -einrichtung, Seminare u.v.m..



Die neue Art Blutdruck zu messen. Simultane Messung am linken und rechten Oberarm.

Carat synchro

Die Blutdruck-Seitendifferenz ist ein wichtiger Indikator zur Ermittlung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse. Aktuelle Leitlinien (z.B. ESH/ESC) empfehlen daher immer mehr die simultane beidseitige Blutdruckmessung, denn wenn eine Seitendifferenz von 15 mmHg und mehr vorliegt, steigt das Risiko der Gesamtsterblichkeit um 60% (Lancet. 2012 Mar10;379 (9819):905-14. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61710-8. Epub 2012 Jan 30.).

- Präzise und schnelle Ermittlung der Blutdruck-Seitendifferenz zur Abschätzung des Risikos von kardiovaskulären Ereignissen
- Mit 2 Universal-Zugbügel-Klettenmanschetten (Armumfang 22–42 cm)
- Intelligente Aufpumpautomatik
- Große 3-Werte-Anzeige
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen an



Carat professional

- Standfestes Tischgerät mit praktischer Manschetten-Ablage
- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Intelligente Aufpumpautomatik ohne Nachpumpen
- Große 3-Werte-Anzeige
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert
- Inklusive 3 Manschetten für starke, normale und dünne Arme
- Inklusive Netzteil und Batterien

€ 125,-
€ 149,-

Best.-Nr. 157872

Inklusive
3 Manschetten

Inklusive
Netzteil und Batterien





Doppelkopf-Bruststück aus Edelstahl

JE € **35,-**

Standard-Prestige

Edelstahl-Stethoskop

- Membran: Ø 44 mm
- Schlauchlänge: ca. 56 cm
- Umschaltbar

Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohrlöcher, Ersatzmembrane, Namensschild

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	187025	35,00
burgund	187026	35,00
blau	128104	35,00

MASTERMED® A1+

1-Schlauch-Blutdruckmessgerät

- Korrosionsfreies Präzisionsmesswerk
- Mit Metallring
- Stoßfest nach DIN EN ISO 81060-1
- Überdrucksicher
- Maße: Ø 60 mm

Standard-Manschette

- Leichte Reinigung, TPU-beschichtet
- Extrem belastbar – bis zu 50.000 Anwendungen
- Maße: 27,5–36,5 x 14 cm (L x H)



Inklusive Standard-Manschette



€ **39,95**
Best.-Nr. 118648



Co-med-Diagnostik-Leuchte

- Inklusive Batterien (austauschbar)
- Druckknopf und Metallclip
- Farbe: weiß
- Aus Metall

€ **2,85**
£ 3,65

Best.-Nr. 156255

€ **9,45**
£ 10,95

Best.-Nr. 155275

Einmalschutz

Für Blutdruckmanschetten

Packung mit 2 Rollen je 50 Stück



bluepoint MEDICAL



€ **42,90**
£ 59,-

Best.-Nr. 114054

PC-60B Fingerpulsoximeter

- Scharfe Displayanzeige der Pulsrate und der Sauerstoffsättigung
- **Visuelle und akustische Alarmfunktion** bei der Pulsfrequenz (voreingestellt)
- Angenehmer Tragekomfort durch weiches Sensormaterial
- Automatische Ein- und Abschaltautomatik
- Betrieb bis zu 30 Stunden
- Gewicht: nur ca. 60 g
- 24 Monate Garantie

Lieferumfang:

Pulsoximeter PC-60B, 2 Stück Batterien (AAA), Clip-Band zur Befestigung, Bedienungsanleitung





CBC Venenstauer

Metall- und latexfrei

- Hautfreundliches, weiches und latexfreies Band
- Stabiler Sicherheits-Rasterverschluss
- Leichte Einhandbedienung des Stauschlauchs
- Autoklavierbar bis 121 °C bei 1,2 bar
- Kein Quetschen und Einklemmen der Haut
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Sicheres Entstauen

Stabiler Sicherheits-
Rasterverschluss

Autoklavierbar bis
121 °C

Farbe	Best.-Nr.	€
① Edelweiß rot	118466	5,25
② Designer	120804	5,25
③ Barcode blau	159917	5,25

Made in Germany

Mit frischen
Farben und Mustern
in den Frühling
starten.



JE
€ 5,25
~~€ 6,95~~



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Wirtschaftliche Einmalkanülen STERICAN® Standard-/Pravaz-Größen

- Nach EN ISO 7864 und DIN 13097
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei

Packung mit 100 Stück

€ 1,46
~~€ 1,69~~



Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c., Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c., Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × 1¼	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125




€ 1,25
~~€ 1,95~~

Best.-Nr. 120507

Co-med Alkoholtupfer

einzelnd verpackt, 70% Isopropyl-Alkohol

Packung mit 100 Stück



CBC-VECOS® Einweg-Venenstauer

Latex-, DEHP- und Silikonfrei

- Verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Samtweiches Vlies bietet besten Komfort für den Patienten
- Einfache Handhabung mit Mikroklebt
- Farbe: brombeer

Maße (L × B)	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 × 3,0 cm	125 Stück	118464	85,00
65 × 3,5 cm	100 Stück	118465	85,00




AB
€ 2,20

Injekt® Luer Einmalspritzen

- 2-teilig
- Latex-, PVC- und Silikonölfrei
- Sicherer Kolbenstopp, problemloses Aufziehen zum Maximalvolumen
- Nach EN ISO 7886-1

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2 ml	115101	2,20
5 ml	115102	3,10
10 ml	115103	4,80
20 ml	115104	7,20



Schützen Sie sich und Ihren Patienten!



JE € 3,79
~~€ 4,25~~

Co-med Latex-Untersuchungshandschuhe

Der preisgünstige, unsterile Latex-Untersuchungshandschuh.

Puderfrei
Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
klein	152783	3,79
mittel	152784	3,79
groß	152785	3,79



JE € 3,65
~~€ 4,05~~

Co-med Nitril-Untersuchungshandschuhe

Der preisgünstige, unsterile, helle Nitril-Untersuchungshandschuh.

Puderfrei
Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
klein	114163	3,65
mittel	114164	3,65
groß	114165	3,65



Medlance® plus Safety-Lanzette

- Zum Einmal-Gebrauch
- Ultrascharfe Nadel für schmerzarme Punktion
- Leichte Handhabung

Packung mit 200 Stück



JE € 1,99
~~€ 2,90~~

Co-med Einmal-Mundschutz

- Mit Nasenbügel
- 3-lagig

Mit latexfreien Elastikbändern

Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
blau	50 Stück	159708	1,99
grün	50 Stück	159700	1,99
weiß	50 Stück	159709	1,99



€ 0,99
~~€ 1,90~~

Best.-Nr. 180448

Standard-Mundschutz

- Mit elastischen Ohrbändern
- Farbe: Weiß

Packung mit 100 Stück

Inhalt	Einstich-tiefe	Best.-Nr.	€
Lite, 25G	1,5 mm	113273	16,90
Universal, 21G	1,8 mm	113293	16,90



Einweg-Becher

Aus PS-Kunststoff
Packung mit 100 Stück

200 ml € 1,75
~~€ 2,55~~

Best.-Nr. 112439



100 ml € 1,55
~~€ 1,95~~

Best.-Nr. 156155

urinbecher mit Schnappdeckel
Packung mit 500 Stück



€ 26,50
~~€ 29,50~~

Best.-Nr. 113447

urinbecher mit Schraubdeckel
Packung mit 500 Stück



€ 35,-
~~€ 42,-~~

Best.-Nr. 113430



Urinteststreifen

Qualitativ hochwertige Urindiagnostik in der Praxis

Eigenschaften der Combur-Test® Produktlinie:

- Schutz vor falsch-negativen Ergebnissen durch Vitamin C bei Blut und Glukose: Ein Vergleich von 5 Harntests hat ergeben: Nur die Combur-Test® Produktlinie ist weitgehend resistent gegen Vitamin-C-Einfluss*
- Deutliche Farbwechsel der Testfelder bereits bei geringfügigen pathologischen Veränderungen im Urin
- Gleichzeitiges Ablesen aller Testfelder nach 1- 2 Minuten

*Quelle: Clin. Lab, 2006;52:149-153

Sie sparen
€ 10,00



€ 39,-
~~€ 49,-~~

Best.-Nr. 184689

TROP T® Sensitive

Für die qualitative Bestimmung von Troponin T:

Schnelltest für den Nachweis von kardialen Troponin T im Blut.

Packung mit 5 Schnelltests inklusive Pipetten



	Leukozyten	Nitrit	Eiweiß	Blut	pH	Dichte	Glukose	Keton	Urobilinogen	Bilirubin
Combur 2 Test® LN	•	•								
Combur 3 Test®			•	•	•					
Combur 3 Test® E			•	•	•					
Combur 4 Test® N	•	•	•	•	•					
Combur 6 Test®	•	•	•	•	•					
Combur 9 Test®	•	•	•	•	•					
Combur 10 Test®	•	•	•	•	•					

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Combur2-Test® LN	50 Stück	151983	8,90
Combur3-Test®	50 Stück	151974	7,50
Combur3-Test® E	50 Stück	151951	10,50
Combur4-Test® N	50 Stück	120419	10,50
Combur6-Test®	50 Stück	151940	13,50
Combur9-Test®	50 Stück	120424	12,90
Combur10-Test®	100 Stück	182907	25,50

Zur Bestimmung von Albumin im Urin

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Micral-Test®	30 Stück	182163	38,50

DIAGNOSTIK NORD
IHR PARTNER FÜR IN VITRO DIAGNOSTIKA

€ 119,50
Best.-Nr. 119423

Norovirus Schnelltest

- Chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Noroviren in menschlichen Stuhlproben
- Hilfsmittel in der Diagnose Norovirusinfektionen
- Nachweis der beiden beim Menschen mit Infektionen assoziierten Genogruppen 1 und 2
- Testzeit: 15 Minuten

Packung mit 10 Kassettentests inkl. Zubehör

NEU!



AB € 49,-
~~€ 56,40~~



Influenza-Schnelltest

- Separater Nachweis aus Nasenabstrich
- Nachweis von Influenza A / B, Schweine- / Vogelgrippeviren H1N1 und H5N1

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160339

€ 49,00

Packung mit 20 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160340

€ 98,00



€ 135,-
~~€ 145,-~~


Best.-Nr. 112993

BT-CHECK® Blasen-tumor-Schnelltest

- Hilfsmittel zur Vorsorge und Nachkontrolle
- 2 in 1 BCM-Kombitest auf das Faktor-H Protein und Hämoglobinwerte über 250 ng/ml
- Einfache Handhabung

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Sie sparen
€ 10,00



€ 18,90
Best.-Nr. 160346

CRP-Schnelltest

- Semiquantitative Bestimmung in Vollblut, Serum und Plasma
- 4 Nachweisbereiche: (0-10, 10-30, 30, >30 mg/l)

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

€ 119,-
~~€ 125,-~~

Best.-Nr. 112996



RSV-Schnelltest

- Immunologischer Ein-Schritt-Membran-Test
- Qualitativer Nachweis von Respiratorischem Syncytial Virus (RSV) aus Nasenabstrich

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör






Abrechenbarer Sprechstundenbedarf.

Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen zu den aktuellen Apothekeneinkaufspreisen ab.

COM-TEX® Injektionspflaster

- Hautfreundliches, wasserabweisendes PVC-Injektionspflaster mit Polyacrylat-Kleber
- Platzsparend, sofort griffbereit in der praktischen Spenderbox



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 x 40 mm	400 Stk.	154006	8,75
20 x 60 mm	200 Stk.	154007	7,65

COM-TEX® PLAST STERIL

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage



Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 7,2 cm	2,5 x 3,5 cm	100 Stück	111843	18,90
10,0 x 8,0 mm	4,5 x 4,5 cm	50 Stück	111903	37,60
10,0 x 10,0 mm	4,5 x 5,0 cm	50 Stück	115588	39,70
10,0 x 15,0 mm	4,5 x 10,0 cm	50 Stück	111904	52,50

COM-TEX® Zellstofftupfer

- Aus hochgebleichtem Zellstoff nach DAB
- Glatte, fusselfreie Oberfläche
- Hohe Aufsauggeschwindigkeit, großes Aufsaugvolumen
- Saubere Perforierung garantiert leichtes Abtrennen



Beutel mit 2 x 500 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 4,0 mm	154005	5,35

Box*

• Passend für eine Rolle Zellstofftupfer
Best.-Nr. 115355 € 10,90

COM-TEX® Mullkompressen

- 17-fädig, DIN 14079
- 100% Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten

Steril

Eingesiegelt zu 2 Stück, 8-fach gelegt

AP Packung mit 25 x 2 Stück




Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 4,0 mm	153975	3,30
7,5 x 7,5 mm	153976	3,90
10 x 10 mm	153977	5,10

Die Drei von der Rolle

COM-TEX® Plast / Med

- Wundschnellverband
Plast: aus weißem Vlies
Med: aus hautfarbenem Wetlaid-Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Länge: 5 m



Packung mit 1 Stück

COM-TEX® Plast

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115197	7,90
6 cm	115198	9,90
8 cm	115199	11,50

COM-TEX® Med

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115194	5,50
6 cm	115195	6,65
8 cm	115196	8,10



COM-TEX® Silk

- Rollenpflaster aus weißer Kunstseide
- Leicht reißbar, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157778	23,80
2,50 cm	12 Stück	157779	28,40
5,00 cm	6 Stück	157780	26,70

Die wirtschaftliche Lösung!

TRUGLUE® Steriler Wund-/Hautkleber

- Herausragende Anwenderfreundlichkeit und Patientenakzeptanz
- Sekundenschnelles Fixieren, auch bei unter Spannung stehenden Wunden
- Sofortige Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit des Patienten (Sport, Arbeit)
- Sofortige Herstellung der gewohnten Patientenhygiene (waschen / duschen)
- Dosette mit je 0,3 ml



Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Dosetten	159019	21,55
10 Dosetten	159020	40,57
25 Dosetten	159021	94,37

TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH





SCHILLER

Einfachste Bedienung! · Modernste Technik! · Leicht und kompakt!

Cardiovit FT-1 – DAS EKG Tablet

Modernstes PC-EKG-System

- Ultraleichtes EKG-Tablet (nur 1 kg) mit einem brillanten Multitouch-Display
- Interpretationsalgorithmus und CCAA zur STEMI-Erkennung vervollständigen das Tablet (optional)
- Grandiose Speicherkapazität von bis zu 300 EKG Aufnahmen sind genauso selbstverständlich wie der EKG-Ausdruck über den integrierten Thermokammdrucker auf Fingertipp
- Clever: Akkubetrieb macht Sie unabhängig und mobil
- Einfachste Integration in Praxis Systeme (GDT)

Lieferumfang:

- Cardiovit FT-1, 1 × Patientenkabel 10-adrig Banane,
- 1 × Langzeit-Klebelektrode VL-00-S,
- 1 × High Q EKG Papier

NEU!



€ 2.490,-
Best.-Nr. 119498


Vitalograph®

Ihr Spirometrie-Partner

NEUES Vitalograph micro™

Das beste Spirometer unter den Günstigen.

- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein-/Arbeitsmedizin
- Exakter und langlebiger Pneumotachograph-Messkopf (keine empfindlichen, beweglichen Teile wie bei Turbinen)
- Einfache, selbsterklärende Touchscreen-Bedienung
- Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven als PDF (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul der Praxissoftware)
- Geringe Folgekosten, keine teuren Einweg-Messköpfe und -Turbinen oder -Spiretten erforderlich
- Ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich
- Abrechenbar über EBM, DMP und GOÄ



€ 590,-
Best.-Nr. 118992



€ 1.071,- Sie sparen € 119,00
~~€ 1.190,-~~
Best.-Nr. 117622

Bakterien-Viren-Filter™

Der hygienische Ersatz für Pappmundstücke für alle Vitalograph Spirometer.

- Schützen Patient, HelferIn und Gerät vor Kontamination
- Sparen Zeit und Geld durch verringerten Reinigungsaufwand
- Optimale Hygiene-Lösung für Ihr Praxis-QM-System



Vitalograph Pneumotrac-USB™

Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Nachhaltige Messtechnologie ohne Einweg-Messköpfe, Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- Offizieller Spirometrie-Partner des TÜV-Rheinland
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin
- Maße: 185 × 105 × 75 mm



gymna Stoßwellentherapie: Die erste Wahl von medizinischen Experten weltweit

gymna

Gymna ShockMaster 300

Mobil

- Klein und leicht, einfach zu installieren
- Integrierter Kompressor: keinerlei Wartung

Komfort

- Optimaler Sichtwinkel für Sie und den Patienten
- Leiser Kompressor: ungestörte Kommunikation

Zeitersparnis

- Große Bedienelemente: Schnelle und einfache Parametereinstellungen
- Revisionen selbst gemacht – das spart Zeit und Geld

Sie sparen € 1.500,00
€ 9.894,-
 Best.-Nr. 118364



Die Vorteile für Sie, Ihre Praxis und Ihre Patienten:

- Behandlung vieler chronischer Krankheitsbilder am Bewegungsapparat
- Kurze Behandlungsdauer: ungefähr 10 Minuten
- Realistische Alternative für die Chirurgie
- Nur wenige Behandlungen erforderlich
- Mehrwert in Ihrer Praxis



Unser Paketangebot:

ShockMaster 300 inkl. 3 Applikatoren: € 10.975,00
 Tragetasche für ShockMaster 300: € 419,00
 Gesamt: ~~€ 11.394,00~~
Paketangebot € 9.894,00

! Software-Installationen sind nicht im Preis enthalten!



450 m AB
 € **19,90**

Liegenpapier Tissue – 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
 - 100% Recyclingmaterial
 - **50 m pro Rolle**, auf 38 cm perforiert
- Karton mit 9 Rollen**

Größe	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	19,90
50 cm	172314	24,50
55 cm	172315	26,50
59 cm	172316	27,90



€ 1.995,-
 Best.-Nr. 119564

LIKAMED

SENSA® Flex – Geringer Platzbedarf mit hohem Komfort für die Patienten.

- Armstützen hoch-, abklapp- und schwenkbar
- Stufenlose elektromotorische Einstellung von der Sitz- bis in die Schocklagen-/ Trendelenburglagerung
- Stufenlose motorische Rücken-, Sitz- und Fußteilverstellung
- Senkrecht neigbares Fußteil
- Rollen: Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Strapazierfähiges Kunstleder optimal zu reinigen/ desinfizieren
- Nackenrolle und Armstützen in Polsterfarbe
- Handschalter mit Grundstellungstaster (Schocktaster/ Trendelenburgtaster, Komforttaster, Blindensymbolen, Magnetschlüsselsperre)
- Belastbarkeit: 200 kg


NEU!

! Lieferpauschale, Aufstellung, Inbetriebnahme und Entsorgung der Verpackung werden separat berechnet.

Beistelltisch DT 1

- Höhenverstellung (84–98 cm) mit Einhand-Bedienung und Federunterstützung
- Großes schwenkbares, abnehmbares, spülmaschinenfestes Tablett mit Griffmulden
- Abnehmbarer Kunststoff-Ablagebehälter
- Hängebügel für Taschen
- Stabile Metallrahmenkonstruktion, leicht zu reinigen durch abgerundete Kanten
- Untergestell mit Stoß-, Schutzkappen gegen Beschädigungen
- Höchstbelastung: 25 kg
- Gewicht: 17 kg
- Farbe: hellgrau RAL 7047

Best.-Nr. 117821 € 415,00



HYGIENE IST EIN MUSS

Der Bereich Hygiene wird durch eine Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Normen und technischen Regeln bestimmt. Behalten Sie da noch den Überblick? Ihr Co-med Fachhändler hilft Ihnen durch die Gesetzes- und Richtlinienwüste.



**- GEL -
Kleckert
nicht!**

Händedesinfektionsgel

- Parfümfrei, rückfettend
- Bakterizid inkl. MRSA und TbB, levurozid (*C.albicans*)
- Wirksam gegen Influenza-/Grippeviren, Rota- und Noro-Viren
- Gebrauchsfertig, alkoholisch
- Enthält pflegende, rückfettende Inhaltsstoffe und ist besonders für beanspruchte Haut geeignet, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen
- Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)

VAH/DGHM gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Kittelflasche	112295	2,15
500-ml-Flasche	112296	4,15
1-Liter-Flasche	112297	7,15

AB € 2,75
€ 3,15

Händedesinfektion*

- Bakterizid inkl. TbB, levurozid
- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch, hautverträglich
- Besonders geeignet für allergieempfindliche Personen, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)

VAH/DGHM gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	2,75
1-Liter-Flasche	112483	4,60
5-Liter-Kanister	112484	19,90

Pocket-Desinfektionstücher

- Einwirkzeit 30 Sek.
- Wirksam gegen behüllte Viren, wie Grippeviren, Vakzinaviren, HBV, HIV, HCV und H1N1, sowie Bakterien (inkl. TBC) und Pilze (*Candida*)
- Aldehydfrei, besonders hautverträglich
- Airlaid-Material – Tuchmaße: 20 × 10,5 cm

Packung mit 10 Tüchern



€ 0,75
Best.-Nr. 119163

Schnell-Desinfektionstücher

- Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (HBV, HIV, BVDV, Vakzinia)
- Alkoholfrei
- Desinfektion und Reinigung von alkohol-empfindlichen medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quarternären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren



VAH/DGHM gelistet

Spenderdose mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 115578 € 5,60

Nachfüllpackung mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 115579 € 4,85

Inventarwischtücher

- Aldehydfrei • Alkoholfrei • Phenolfrei
- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkohol-empfindlichen medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Einfach in der Anwendung
- Praktisch verpackt im Siegelrandbeutel zur direkten Anwendung
- Ohne vorheriges Ansetzen einer gebrauchsfertigen Lösung



VAH/DGHM gelistet

Lieferumfang:

1 Spenderimer mit Tücherrolle fertig getränkt mit Desinfektionslösung, Rolle mit 70 Tüchern (25 × 25 cm)

Best.-Nr. 112430 € 19,90

HYGIENE IST EIN MUSS



Die Aufbereitung von Medizinprodukten ist einer der bedeutendsten Prozesse für die Arztpraxis. Eine sach- und fachgerechte Aufbereitung ist ein unverzichtbares MUSS in der täglichen Praxis. Ihre Abläufe sind noch nicht gesetzeskonform? Sie wissen nicht, ob Sie bereits nach den neuesten Richtlinien arbeiten? Wir haben die Erfahrung und helfen Ihnen!

KLEENEX® Ultra Handtücher – Medium/Interfold

2-lagig, 21,5 × 31,5 cm, hochweiß

Karton mit 3720 Tüchern

Best.-Nr. 111576

€ 89,00



KLEENEX® Ultra-Super-Soft Handtücher – Medium/Interfold

3-lagig, 21,5 × 31,5 cm, hochweiß

Karton mit 2880 Tüchern



€ 93,-
€ 98,80

Best.-Nr. 111684

SCOTT® Performance Handtücher – Medium/Interfold

1-lagig, 21,5 × 31,5 cm, weiße Tücher

Karton mit 3180 Tüchern

Best.-Nr. 119412

€ 49,50




Gleich mitbestellen:

AQUARIUS* Handtuchspender

Best.-Nr. 114977

€ 25,30



neodisher® MediClean forte

Flüssigreiner zur maschinellen Aufbereitung thermostabiler und thermolabiler Instrumente

- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Verhindert eine Redeposition von Proteinrückständen
- Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar
- Auch zur manuellen Reinigung im Tauch- oder Ultraschallbad geeignet

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 159484

€ 33,90



neodisher® N

Saures Reinigungs- und Neutralisationsmittel zur maschinelle Aufbereitung von Instrumenten

- Neutralisation alkalischer Rückstände und Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Rückständen
- Frei von Tensiden

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 156780

€ 47,90

neodisher® Z

Saures Neutralisationsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten

- Neutralisation alkalischer Rückstände bei der maschinellen Reinigung
- Frei von Phosphaten und Tensiden

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 110194

€ 41,50

neodisher® FA

Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten

- Sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit
- Entfernt Blut und Eiweiß
- Frei von tensiden und oxidativen Zusätzen

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 160389

€ 39,00



€ 124,-
€ 145,-

Best.-Nr. 118455

Universal – Sensorspender ADS-500/1000

- Für 500-ml- und 1000-ml-Standardflaschen
- Freistehend oder zur Wandmontage
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Für Desinfektionsmittel und Flüssigseife
- Maße: 104 × 190 × 312 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

Spender, Tropfschale, Frontabdeckung, 4 Batterien, Einlage für 500-ml-Flaschen, 2 Pumpen für 1000-ml-Flaschen (je eine Pumpe für Desinfektion und Seife), 2 Pumpenröhrchen für 500-ml-Flaschen, Bedienungsanleitung, Schlüssel, Montageplatte mit Schraubenset



€ 89,-
Best.-Nr. 118646

Saraya IS 9000

- Ständer für Sensorspender
- Standfuß und Stange aus Stahl
- Maße: 1310 – 1700 × 350 × 350 mm (H × B × T)

Dermovitaltherapie* Schmerzen sanft heilen mit dem AIRNERGY+ Stream



Innerhalb des AIRNERGY+ Stream wird eine dem Körper vertraute Energie produziert, die auf die betroffenen und unterversorgten Körperstellen übertragen werden kann. Die körpereigenen Schutz- und Selbstheilungskräfte können lokal damit angeregt und unterstützt werden.

- Bessere Sauerstoffabgabe vom Blut ins Gewebe
- Erhöhte Sauerstoffverwertung in den Mitochondrien
- Verstärkte Ausschaltung von Sauerstoffradikalen
- Bereitstellung von Reduktionsäquivalenten

AIRNERGY+ Stream kann eingesetzt werden zur innovativen Behandlung von: Verletzungen, muskulären Verspannungen, Entzündungen, Schmerzen, Durchblutungsstörungen

Lieferumfang:

Gerät, Netzteil mit Spiralkabel, Handbuch, Alukoffer



€ 795,-
~~€ 860,-~~

Best.-Nr. 118506



Abrechnungsempfehlung:
Nr. A (analog) 5802
– Bestrahlung mittels
Photonen-Emission
entsprechend 200 Punkten



Ein Praxistest bei
29 Patientinnen mit
Mastodynie verlief
erfolgreich. 79% komplett
schmerzfrei, 62% nach
nur einer Behandlung.



TeWa Einmalnadeln

- Aus hochwertigem, medizinischem Edelstahl
- Mit guter Hautverträglichkeit
- Mit hoher Bruchfestigkeit
- **Mit Silikonbeschichtung**
- Schmerzarmes Einstechen

Packung mit 100 Stück

Kunststoffgriff ohne Führungsröhrchen

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.
0,20 × 15,0	blau	293016
0,25 × 40,0	lila	293017
0,30 × 30,0	gelb	293018



B-Typ: Die Beliebteste

3-fach poliert, Silikon beschichtet, Standardnadel

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.
0,20 × 15,0	blau	245240
0,25 × 40,0	purpur	245241
0,30 × 30,0	braun	245242
0,30 × 50,0	braun	245243
0,35 × 50,0	schwarz	245244



SPORTS-TEX

- Wasserfest, elastisch (130 – 140%)
- Kein Ablösen der Ränder und kein Spannungsverlust, auch bei längerer Tragezeit
- Extrem belastbar, High-Quality Baumwolle
- Sehr hautfreundlich, Acrylatkleber der neuesten Generation
- Allergenfrei
- Größe: 5 m × 5 cm

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.
haut	114034
blau	114035
gelb	114036
grün	114037
pink	114038
schwarz	114039

Ihre  Fachhändler vor OrtKunden-
nähe

Beratung

Qualität

Service

Vollver-
sorgung

PLZ - 0*

Heine & Böhm GmbH**01187 Dresden** · F.-C.-Weiskopf-Platz 2 · H.-J. Heine
Tel.: 0351 / 4713313 · Fax: 0351 / 4724988 · www.heine-boehm.de**Mediatechnik Bautzen****02625 Bautzen** · Kleine Bauschützer Str. 12 · Andreas Titz
Tel.: 03591 / 677177 · Fax: 03591 / 677176**M-Tec GmbH****03050 Cottbus** · Pyrastr. 16 · Christina Heller
Tel.: 03535 / 427677 · Fax: 03535 / 4993989**M. Weinert Medizin- & Rehatechnik****04808 Wurzen** · Jacobsplatz 18 · Inh. Marlies Weinert
Tel.: 03425 / 924798 · Fax: 03425 / 924799
www.weinert-medizintechnik.de**Mediatechnik Herzberg****04916 Herzberg-Elster** · Osterodaer Str. 9 · Dipl.-Ing. Roland Weigel
Tel.: 03535 / 3095 · Fax: 03535 / 21995**Füldner Medizintechnik GmbH****07548 Gera** · Ebertstr. 2 · Dipl.-Ing. Carola Földner
Tel.: 0365 / 8329080 · Fax: 0365 / 26933
www.fuedner-medizintechnik.de**Knorre & Molder Medizintechnik Zwickau GmbH****08060 Zwickau** · Gallieistr. 11 Dipl.-Ing. Michael Molder
Tel.: 0375 / 282635 · Fax: 0375 / 291637 · www.knorre-molder.eu**Mediatechnik Chemnitz****09113 Chemnitz** · Eckstr. 1 · Karl-Heinz Gebhardt
Tel.: 0371 / 4449018 · Fax: 0371 / 4449017

PLZ - 1*

Medizin-Technik Stusche e.K.**14513 Teltow** · Iserstr. 12 · Dipl.-Ing. Martin Stusche
Tel.: 03328 / 474747 · Fax: 03328 / 475767 · www.stusche.de**MEDIRES Medizin-Technik Merunka****15234 Frankfurt/Oder** · Fürstenwalder Str. 53 · A. Merunka
Tel.: 0335 / 528253 · Fax: 0335 / 536282
www.medires-fo.de**W. Dietrich & Co. Arzt-, Krankenhaus-, Laborbedarf****15745 Wildau** · Bergstr. 7 · Dipl. Ing. T. Müller e.K.
Tel.: 03375 / 551018 · Fax: 03375 / 551255
www.dietrich-medizintechnik.de**Kämmerer GmbH****16928 Pritzwalk** · Havelberger Str. 31a · Dipl.-Ing. (FH) Heike Retzlaff,
Betriebswirt Matthias Volkmann · Tel.: 03395 / 76020
Fax: 03395 / 760210 · www.kaemmerer-medi.de**provita arndt GmbH****17235 Neustrelitz** · Kranichstr. 6 · Michael Arndt
Tel.: 03981 / 23770 · Fax: 03981 / 237723 · www.provita-arndt.de**MED-Depot Medizinisches Versorgungsdepot GmbH****17489 Greifswald** · Am Koppelberg 14 · Dr. Frank Schentschschin
Tel.: 03834 / 58120 · Fax: 03834 / 581222 · www.med-depot.de**medica nord Vertriebs GmbH****18273 Güstrow** · Lindbruch 1a · Pharm.-Ing. Birgit Schmidt
Tel.: 03843 / 214962 · Fax: 03843 / 214963 · www.medica-nord.de

PLZ - 2*

Sanitäts-Bedarf GmbH**24768 Rendsburg** · Sandhof 8/10 · Dipl.-Kaufmann Walter Preuß
Tel.: 04331 / 78710 · Fax: 04331 / 75072 · www.sani-rd.de**Mediatechnik Esens-Moorweg****26427 Esens-Moorweg** · Spajeweg 14 · Dipl.-Ing. Rainer Havemann
Tel.: 04977 / 991010 · Fax: 04977 / 991011

PLZ - 3*

Com²Med Medizintechnik GmbH & Co. KG**30659 Hannover** · Oldenburger Allee 18 · Jens-Uwe Mühlen
Tel.: 0511 / 542790 · Fax: 0511 / 5478156 · www.com2med.de**KS Medizintechnik Handels GmbH****34587 Felsberg-Gensungen** · Karthäuser Str. 21 · Edmund Trulley,
Anna-Katharina Trulley · Tel.: 05662 / 40111-0 · Fax: 05662 / 40111-9000
www.ksmedizintechnik.de**K. Egner GmbH & Co. KG****35440 Linden** · Robert-Bosch-Str. 24 · Stefan Böhm
Tel.: 06403 / 90110 · Fax: 06403 / 901121 · www.egner-medizintechnik.de**Holletzek/Medica-Technik****37671 Hörter** · Sudetenstr. 26 · Klaus Holletzek
Tel.: 05271 / 921601 · Fax: 05271 / 921602**Com²Med Medizinprodukte GmbH & Co. KG****38122 Braunschweig** · Frankfurter Straße 3 a · Jens-Uwe Mühlen
Tel.: 0531 / 2842084 · Fax: 0531 / 2842085 · www.com2med.de**HELDT + WIEN Arzt- und Krankenhausbedarf e.K.****38518 Gifhorn** · Hugo-Junkers-Str. 12 · Andreas Raguse
Tel.: 05371 / 13804 · Fax: 05371 / 14176 · www.hewimed.de**AKM Vertriebs-GmbH****39108 Magdeburg** · Zur Viehbörse 7 · Katrin Berretz
Tel.: 0391 / 2540110 · Fax: 0391 / 502103 · www.akm-magdeburg.de**Jürgen Puppe GmbH****39261 Zerbst** · Coswiger Str. 18 · Jürgen Puppe
Tel.: 03923 / 780188 · Fax: 03923 / 780189 · www.puppe-zerbst.de

PLZ - 4*

Medizintechnik Degner GmbH**40764 Langenfeld** · Ossenbruch 7a · Wolfgang Degner
Tel.: 0212 / 2211555 · Fax: 0212 / 2211566**Krolicki Medizintechnik Essen****45131 Essen** · Vertriebsbüro Schönleinstr. 34 · Inh. Brigitte Krolicki
Tel.: 0201 / 79983400 · Fax: 02151 / 391669**Krolicki Medizintechnik Krefeld****47805 Krefeld** · Kölner Str. 143 · Inh. Brigitte Krolicki
Tel.: 02151 / 392422 · Fax: 02151 / 391669 · www.krolicki-med.de**Medica-Rheine****48432 Rheine** · Hovesaatstr. 6 · Dipl.-Kfm. Martin Leinich
Tel.: 05971 / 9484080 Fax: 05971 / 9484082**Medica-Technik Lingen****49809 Lingen** · Lengericher Str. 39b · Dipl.-Ing. Stefan Traxl
Tel.: 0591 / 8076958 · Fax: 0591 / 8076959

PLZ - 5*

medical plus GmbH**50858 Köln-Junkersdorf** · Jakob-Kaiser-Str. 11 · Jürgen Berg,
Dipl.-Ing. Marcus Eckert, Dipl.-Kfm. Ingo de Hesselde
Tel.: 0221 / 9922510 · Fax: 0221 / 99225122 · www.medical-plus.de**MEDELO Michael Longen e.K.****54344 Kenn** · Im Gewerbegebiet 34 · Michael Longen
Tel.: 06502 / 92240 · Fax: 06502 / 922430 · www.medelo.de**Medica-Technik GmbH****57555 Brachbach** · Industriestr. 26 · Dr. Michael Ebener
Tel.: 02745 / 931590 · Fax: 02745 / 93159999 · www.medica-technik.de

PLZ - 6*

Hubrich medical GmbH & Co. KG**63741 Aschaffenburg** · Magnolienweg 8 · Wolfgang Hubrich
Tel.: 06021 / 396666 · Fax: 06021 / 396625 · www.hubrich.org**Bernd Pfeffer GmbH****64319 Pfungstadt** · Müller-Guttenbrunn-Str. 43 · Bernd Pfeffer
Tel.: 06157 / 94710 · Fax: 06157 / 947114 · www.pkmed.de**Wiesanha H.-W. Söhngen GmbH****65185 Wiesbaden** · Rheinstr. 30/32 · Thilo Söhngen
Tel.: 0611 / 990030 · Fax: 0611 / 9900388 · www.wiesanha.de**Medizintechnik Steffen & Co. GmbH****66793 Saarwellingen** · Philip-Reis-Str. 12 · Rudolf Steffen
Tel.: 06838 / 981820 · Fax: 06838 / 9818210 · www.steffen-mt.de**Dammeyer + Selzer****68219 Mannheim-Mallau** · Mallaustr. 55 · Thomas Bruckmeier e.K.
Tel.: 0621 / 874827 · Fax: 0621 / 874661 · www.dammeyer-selzer.de

PLZ - 7*

MTR - Medizin-Technik GmbH**72770 Reutlingen** · Am Galgenberg 9 · Ivan Jurcevic
Tel.: 07121 / 94460 · Fax: 07121 / 944616 · www.mtr-medizin-technik.de**Brune Medizintechnik****73431 Aalen** · Otto-Schott-Str. 21 · Jürgen Brune
Tel.: 07361 / 939710 · Fax: 07361 / 939717 · www.brune-medizintechnik.de**Stähle & Co Ges. m. b. H.****75173 Pforzheim** · Bleichstr. 4 · Gerd Frey
Tel.: 07231 / 23663 · Fax: 07231 / 290170 · www.staehle-sanitaetshaus.de**Storch und Beller & Co. GmbH****76189 Karlsruhe** · Nördliche Uferstr. 11 · Udo Nachtmann, Klaus Beller
Tel.: 0721 / 559000 · Fax: 0721 / 5590046 · www.storch-beller.de**Beiner Medizintechnik****76829 Landau/Pfalz** · Virchowstr. 7a · Einzelkaufmann Stephan Beiner e.K.
Tel.: 06341 / 96740 · Fax: 06341 / 967429 · www.beiner-med.de**CHR. FRICK Medizintechnik****78570 Mühlheim** · Griesweg 17 · Josef Frick
Tel.: 07463 / 345 · Fax: 07463 / 5024 · www.frick-medizintechnik.de

PLZ - 8*

KVG Vertriebs-GmbH**82402 Seeshaupt** · Unterer Flurweg 14 · Lutz Behrendt, Thilo Behrendt
Tel.: 08801 / 1021 · Fax: 08801 / 2374 · www.kvgmgbh.de**mteca Medizintechnik Adamosky****85653 Aying** · Hirschberstr. 14 · Andreas Adamosky
Tel.: 08095 / 875091 · Fax: 08095 / 875254 · www.mteca.de**Arndt Medizintechnik GmbH****86462 Stettenhofen bei Augsburg** · Forchachstr. 6 · Helmut Arndt,
Philipp Arndt · Tel.: 0821 / 3432010 · Fax: 0821 / 3432011
www.arndt-medizintechnik.de**Promed Bubser Medizintechnik Richard Bubser e.K.****88214 Ravensburg** · Mooswiesen 19 · Richard Bubser
Tel.: 0751 / 7692440 · Fax: 0751 / 769244-29 · www.promed-bubser.de**siramed GmbH & Co. KG****89081 Ulm** · Herrlingerstr. 86 · Alexander Schmid
Tel.: 07311 / 84868850 · Fax: 07311 / 84868860 · www.siramed.de

PLZ - 9*

WALB SANIMEDT Ulrike Walb e.K.**90402 Nürnberg** · Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 2 · Inh. Ulrike Walb
Tel.: 0911 / 226447 · Fax: 0911 / 224656 · www.walb-sanimedt.de**TROLAB Medizintechnik · Lucia Tropp KG****91126 Rednitzhembach** · Jahnstr. 18 · Inh. Lucia Tropp
Tel.: 09122 / 78688 · Fax: 09122 / 71912 · www.trolab.de**Zimeda-Stengelin e.K.****94036 Passau** · DR.-Emil-Brichta-Str. 3 · Gerhard Zizlsperger
Tel.: 0851 / 95973-0 · Fax: 0851 / 9597399**STRÄTZ FN Medizintechnik GmbH****97230 Estenfeld** · Röntgenstr. 14 · Thomas Neundörfer
Tel.: 09305 / 90630 · Fax: 09305 / 906333 · www.straetz-fn.de**Knorre & Molder Medizintechnik GmbH Erfurt****99198 Erfurt-Kerspleben** · Fichtenweg 41 · Dipl.-Ing. (FH) Ronald Knorre
Tel.: 036203 / 7100 · Fax: 036203 / 71010 · www.knorre-molder.de**A.N. Orgmed e.K.****99734 Nordhausen** · Bochumer Str. 3A · Inh. Andrea Nacke
Tel.: 03631 / 473225 · Fax: 03631 / 473226 · www.an-orgmed.de



MYMAX Drehstuhl

- Mit großem Polstersitz und Rückenlehne, die alternatives Sitzen ermöglicht
- Rücken in Höhe und Neigung verstellbar
- Alu-polirtes Fußkreuz
- Polster weiß
- Sitzhöhe: 41-50 cm



Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Rollen für harte Böden

JE € 139,-
~~€ 165,-~~



MyQuiZZ Funktionsdrehstuhl

- Sitz und Rücken gepolstert
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift per Ringauslösung
- Rücken-Rasterverstellung (4-fach ab Oberkante Sitz – 28/30/32/34 cm)
- In der ERGO-Ausführung mit 3-D-Sitzkomfort für drei-dimensionales Sitzen
- Gestell lichtgrau
- Alu-Fußkreuz poliert

AB € 181,-
~~€ 209,-~~



Rücken-Rasterhöhenverstellung




Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Rollen für harte Böden


Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Normal	44 – 56 cm	118579	181,00
ERGO	47 – 59 cm	118580	239,00

Maße und Einstellungen



Ausführung	Best.-Nr.	€
Kunststoffteile schwarz	160616	139,00
Kunststoffteile lichtgrau	160617	139,00

Maße und Einstellungen



Kabinenhocker

- Stahlrohrgestell: Ø 20 mm, verchromt
- Sitz: Ø 33 cm, Polsterstärke: 30 mm
- Sitzhöhe: 48 cm

Bezug	Best.-Nr.	2 Stk. €
weiß	128176	59,00
dunkelblau	128177	59,00
schwarz	160612	59,00
orange	119668	59,00



€ 59,-
~~€ 69,-~~

2 Stück




Waffelpiqué-Decke

- Leicht und angenehm auf der Haut
- Pflegeleicht (waschbar bis 60°C), trocknergeeignet
- Passformbeständig, absolut bügelfrei
- 100% Baumwolle
- Maße: 150 x 210 cm

Lassen Sie Ihre Patienten nicht im Kalten liegen.

JE € 28,50
~~€ 30,50~~

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	115461	28,50
natur	115462	28,50
apfelgrün	115463	28,50
marine	115464	28,50
graphit	115465	28,50
vanille	118717	28,50



Die Kompaktklasse

Grundgerät
inkl. fachgruppen-
spezifische
Grundausrüstung



Der IC Medical Thermodesinfektor HD 450

Kurze Laufzeit, geringer Wasser- und Stromverbrauch

- Leistungsstarke Reinigungs- und Desinfektionstechnik
- Exakte Steuerung aller Prozesse
- Wasserverbrauch pro Zyklus: ca. 12 Liter/Stromverbrauch ca. 0,67 kWh
- Verbrauchskosten pro Aufbereitungszyklus ca. € 1,50–2,00 (Je nach Grundkosten für Wasser und Strom)

Kompakte und platzsparende Bauweise

- Als Tisch- oder Einbaumodell
- Pro Prozess können rund 300 Instrumente mit bis zu einem Gesamtgewicht von 6 kg aufbereitet werden

Thermo Tab-Technologie

- Ein Reinigungstab pro Zyklus, exakte Dosierung
- Keine weiteren Reinigungszusätze notwendig

IC Touch-Control

- Einfache Bedienung über Touch-Display
- Verfolgung jedes einzelnen Prozessschrittes

Rechtssicherheit

- Alle Daten und Informationen der Aufbereitungsprozesse werden als Protokoll automatisch im Gerät gespeichert
- Serienmäßige Ausstattung mit einer Netzwerkschnittstelle und USB-Buchse zum Auslesen der Prozessdaten
- Dokumentationssoftware „HD 450 Printer“ kostenlos im Lieferumfang enthalten

Qualität made in Baden-Württemberg

- Geräte entsprechen der internationalen Norm EN ISO 15883 und werden in Baden-Württemberg entwickelt, produziert und geprüft
- Geräte erfüllen die MPBetreibV und RKI-Richtlinien
- Zertifiziert als Medizinprodukte der Klasse 2b, gemäß 93/42/ EWG

Gratis dazu!
50
Thermo Tabs



Weiteres Zubehör wie z.B. externe Bedieneinheit,
Unterschrank, Wasseraufbereitung uvm. auf Anfrage.
Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler beraten.



Gynäkologie-Paket

- 1 × HD 450 Thermodesinfektor Basic
- 1 × Flexio-Grundkorb
- 1 × Flexio-Einleger Grundkorb 1 (15 × 15)
- 3 × Flexio-Universalhalter für 8 Specula oder 21 Zangen
- 1 × Aquastopp

Beladungsbeispiel



€ 3.975,-
Best.-Nr. 119651

HNO-Paket

- 1 × HD 450 Thermodesinfektor Injection
- 1 × Flexio Grundkorb 1
- 1 × Flexio-Einleger Grundkorb Raster 15 × 15mm
- 1 × Flexio-Injektionsschiene (18 Adapter)
- 1 × Flexio-Medizinischer Silikonschlauch 2 m
- 1 × Flexio-Instrumentenhalter Einsatz
- 2 × Flexio-Instrumentenhalter-Einsatz HNO 144
- 2 × Flexio-Siebkorb 10 × 10
- 1 × Aquastopp

Beladungsbeispiel



€ 6.198,-
Best.-Nr. 119652

Urologie-Paket

- 1 × HD 450 Thermodesinfektor Injection
- 1 × Flexio Grundkorb 1
- 1 × Flexio-Einleger Grundkorb 1 10 × 10mm
- 1 × Flexio-Injektionsschiene (18 Adapter)
- 1 × Flexio-Medizinischer Silikonschlauch 2 m
- 1 × Flexio-Instrumentenhalter Einsatz
- 1 × Aquastopp

Beladungsbeispiel



€ 5.438,-
Best.-Nr. 119653

Dermatologie-Paket

- 1 × HD 450 Thermodesinfektor Basic
- 1 × Flexio Grundkorb 1
- 1 × Flexio-Einleger Grundkorb Raster 15 × 15mm
- 1 × Flexio-Instrumentenhalter Einsatz
- 1 × Flexio-Universalhalter
- 1 × Aquastopp

Beladungsbeispiel



€ 3.977,-
Best.-Nr. 119654

Die neuen HELLEN Köpfe von HEINE.

HEINE BETA® LED F.O. Oskope:

Präzision in Schärfe, Farbwiedergabe und Helligkeit

- Sichtfenster aus kratzfestem Silikatglas
- Stufenlose Helligkeitsregelung bis zu 77 000 Lux
- Ohne Griff und Zubehör

Modell	Vergrößerung	Best.-Nr.	€
BETA 200 LED	3-fach	119471	189,00
BETA 400 LED	4,2-fach	119472	219,00



HEINE BETA® 4 NT Ladegriffe und HEINE® NT 4 Tisch-Ladegerät*

*Nicht kompatibel mit bisherigen BETA-Griffen.

HEINE® NT 4 Tisch-Ladegerät

- Zwei getrennte Ladeköcher
- Mit Ladeanzeige – pulsierend = ladend, Dauerlicht = geladen
- Mit Adaptern / Reduziersätzen für alle BETA 4 NT und BETA 4 SLIM NT Ladegriffe

NT 4 Tisch-Ladegerät ohne Griff

inkl. Adapter für BETA 4 NT Ladegriff

Für BETA 4 SLIM NT Ladegriff

Reduziersatz erforderlich

Best.-Nr. 119477 € 209,00

Reduziersatz

(2 Stück) für BETA 4 SLIM NT

Ladegriffe und F.O. 4 SLIM NT

Laryngoskop-Ladegriffe

Best.-Nr. 159842 € 8,90



BETA 4 NT Ladegriff für NT 4 Tisch-Ladegerät 3,5V

- Ready-to-use
- Zuletzt gewählte Helligkeitsstufe schaltet sich beim Herausnehmen ein
- Tiefenentladeschutz für max. Akku-Lebensdauer

Ladegriff kompl.

inkl. Li-ion Ladebatterie und BETA 4 NT Bodeneinheit

Best.-Nr. 119474 € 139,00

BETA 4 USB Li-ion Ladegriff 3,5V

- Mit jedem USB-Stecker/ -Energiequelle bedenkenlos aufladbar



Ladegriff kompl.

inkl. Li-ion Ladebatterie, BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Griffablage

Best.-Nr. 119475 € 209,00

Ladegriff kompl.

inkl. Li-ion Ladebatterie und BETA 4 USB Bodeneinheit (ohne weiteres Zubehör)

Best.-Nr. 119476 € 179,00

Mein Co-med Fachhändler: (siehe Übersicht Seite 13)

Bestellungen bitte nur per Fax: 0 64 03 – 90 12 22

Ich (Wir) bestelle(n) zu den allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen folgende Artikel:

Die Aktion ist bis zum 20.04.2016 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

Datum/Unterschrift _____

Bestellhinweise:

1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.

3. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren ortsnahen Co-med Fachhändler. Diesen finden Sie auf Seite 13. Unsere Zentrale unter **0 64 03-90 12-0** hilft Ihnen gern weiter.
4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter € 130,00 werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.
6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.