



LICHT AUF DEN PUNKT GEBRACHT

**Sie arbeiten immer noch mit Halogen?
Stellen Sie jetzt auf LED um!**

Funktional. Die Mach LED 130

- Moderne Untersuchungsleuchte mit überragenden Lichtwerten
- Facettiertes Mehrfachlinsensystem gewährleistet Homogenität sowie geringste Schattigkeit im Leuchtfeld
- Leuchtfeldgröße: 17 cm
- Arbeitsbereich: 70 – 140 cm
- Leuchtkörperdurchmesser: 33 cm

AB € 1.320,-

Auch als fokussierbares Modell Mach 130 F erhältlich!

Modell	Ausführung	Beleuchtungsstärke in Lux	Beleuchtung	Best.-Nr.	€
Mach LED 130	Stativmodell Swing-Arm, 4-Fuß-Stativ	60.000/1,0 m	19 LED's	294407	1.550,00
	Stativmodell mit Schwenkarm, 5-Fuß-Stativ	60.000/1,0 m	19 LED's	294406	1.320,00
	Wandmodell, Swingarm	60.000/1,0 m	19 LED's	294408	1.450,00
	Deckenmodell für RH 2,5 – 3 m Swingarm*)	60.000/1,0 m	19 LED's	294409	1.730,00
	*) Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich Aufpreis für abweichende Raumhöhe auf Anfrage			255256	82,00



Besuchen Sie uns im Web:
www.co-med-aktuell.de



Ihre Vorteile:

- Weniger Stromverbrauch
- Viel längere Lebensdauer
- Ein kühler Kopf im Sommer, da keine Wärmeentwicklung



MAICO



Laptop nicht im Lieferumfang enthalten



Sie sparen pro Gerät € 100,00!

① PC Screening Audiometer MA 33*

- Netzunabhängig, für Notebook / PC
- Tonaudiometrie mit individuellen Einstellmöglichkeiten
- Piloten-Hörtestmodul optional
- In zahlreichen Sprachen verfügbar (gegen Aufpreis je € 60,00)
- Einbindbar in Praxis-Software

Lieferumfang:

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 293754 1.550,00

② Audiometer ST 20

- Einfache Dokumentation per Audiogrammblock durch Leuchtpunkt im Audiogrammfeld
- Lautstärke-Einstellung mit Schieberegler
- Einbindbar in Praxis-Software

Best.-Nr. 289010 € 1.540,00

③ Audiometer MA 25

- Mit Batteriebetrieb oder optionalem Netzteil
- Klein und leicht in einer Tragetasche
- Tonaudiometrie mit 11 Frequenzen

Best.-Nr. 294315 € 1.090,00

* Einsatz aller Geräte abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335

NIHON KOHDEN



NEU!

€ 1.450,-
Best.-Nr. 118986

cardiofax C EKG-2150
Zuverlässige und einfache Diagnose

- 3-Kanal-EKG-Gerät mit Vermessung und Interpretation
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Zeitlich programmierbare EKG Aufzeichnung
- Hochauflösendes LCD-Display, schräggestellt mit simultaner 12-Kanal-EKG Darstellung
- Herzfrequenz- und Artefaktanzeige
- Hochauflösender Thermokammschreiber mit 63 mm Papierbreite
- 3-Kanal-EKG-Ausdruck, Rhythmusaufzeichnung
- Generator für Schreibzeigergeräusch und QRS Ton
- Integriertes SD-Kartenlaufwerk, USB / LAN Anschluss
- Interner Speicher für 40 EKG's
- Leichte und kompakte Bauweise (1,7 kg)
- Schnittstelle für Barcode -und Magnetkartenlesegerät
- Netz- und Batteriebetrieb, Batteriekapazität bis zu 120 min
- MDD-CE zertifiziert

Inkl. Standard-zubehör und Batterie

GRATIS dazu!



Kompetenz

50 Jahre Erfahrung in der Vollversorgung von Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Kundennähe

Unsere Fachhändler sind bundesweit an 50 Standorten mit hunderten Mitarbeitern für Sie im Einsatz.

Logistik-Zentrum

Schnelle und flexible Belieferung, auch direkt in Ihre Praxis. Über 20.000 Artikel stets vorrätig.

Qualität

Durch Kooperationen mit über 200 marktführenden Partnern liefern wir nur beste Markenprodukte, die sich bewährt haben.

Beratung

Unsere qualifizierten, stets aktuell geschulten, Fachberater sind für Sie vor Ort da. Testen Sie uns.

Service

Technischer Kundendienst, Hygienemanagement, Praxisplanung und -einrichtung, Seminare u.v.m..



€ 45,-
~~€ 51,50~~

Best.-Nr. 154576



medicus uno

Das ideale Gerät für das kleine Budget. Das Blutdruckmessgerät mit der besonders einfachen Bedienung.

- Intelligente Aufpumpautomatik für schonendes Aufpumpen ohne Nachpumpen
- Große 3-Werte-Anzeige

- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Speicherung der letzten Messung
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit
- XL-Manschette anschließbar
- Mit Batterien, Blutdruckpass, Standardmanschette
- 3 Jahre Garantie

Zubehör

Netzgerät für digitale Blutdruckmessgeräte
Best.-Nr. 110080 € 19,50



AB € 26,50
~~€ 29,90~~



Sturzsicher aus 1,00 m Höhe

clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät – optimal für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Kletten-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette


Best.-Nr. 157873

€ 26,50

Mit XL-Manschette

Best.-Nr. 157874

€ 28,50



Jetzt mit Kennzeichnung, welche Seite „aktiv“ ist.

1 Standard Prestige Stethoskope

- Doppelkopf-Stethoskope, umschaltbar
- Edelstahl
- Latexfrei
- Schlauchlänge: 56 cm
- Membran Ø : 44 mm

Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohroliven, Ersatz-Membran, Namensschild

Edelstahl-Stethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	187025	35,00
burgund	187026	35,00
blau	128104	35,00

Lieferumfang:

Gerät mit Batterie-Griff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Stofftasche

Farbe	Best.-Nr.	€
night	160698	59,00
sky	110676	59,00
stone	110677	59,00

In der passenden Farbe dazu

Colorflex-Reflex- und Perkussionshammer

Groß, ca. 22 cm lang, mit neurologischer Tastspitze
Gewicht: 110 g

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	110028	17,95
schwarz	110030	17,95
grau	119426	17,95

Gleich mitbestellen

Batterie AA-Mignon LR6

Best.-Nr. 118663

Stück € 0,45



KERN

MPE Personenwaage mit Stativ IIII

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Mit und ohne integrierten Messstab (880 – 2000 mm)
- Data-Hold, BMI und Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße Trittfläche: 365 x 360 x 80 mm (B x T x H)
- Maße gesamt: 365 x 620 x 2125 mm (B x T x H) mit ausgefahrenem Messstab
- Maße gesamt: 365 x 450 x 1020 mm (B x T x H) ohne Messstab
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 12 kg
- Netzbetrieb (Akku optional)



Mit mechanischem Größenmessstab

MPE ohne Messstab

Best.-Nr. 117695

€ 382,00
inkl. Eichgebühr

MPE mit Messstab

Best.-Nr. 117696

€ 422,00
inkl. Eichgebühr

GRATIS dazu!

Nicht medizinisch geeicht.

Einmalinstrumente
Die clevere Alternative



€ 99,-
Best.-Nr. 114688

OtoClear Ohrspülsystem

- Schutz des Trommelfells durch 3-Strahl-System
- Temperaturkontrolle über Thermoscan
- Leichte Einhandbedienung

OtoClear System mit 20 Tips

GRATIS dazu!
1 Probepackung Ohrküretten



5 Liter
NUR € 2,50
~~€ 3,70~~
Best.-Nr. 118665



€ 1,50
~~€ 2,50~~
Best.-Nr. 187228

Destilliertes Wasser

- Nach DIN 43530 und VDE 0510
- Durch Umkehrosmose demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 10 µS/cm
- NICHT steril

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	182945	0,95
5 Liter	118665	2,50

Doppelt destilliertes Wasser

- Nach DIN EN 285, DIN 43530, ISO 3696(II) und VDE 0510
- Doppelt destilliertes Wasser
- Durch Umkehrosmose und nachgeschaltete Mischbetanlage demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 1 µS/cm
- NICHT steril

Flasche mit 1 Liter



100 Stück
NUR € 35,00
~~€ 42,90~~
Best.-Nr. 120337

Urobox Harnprobenbehälter

- Frei von harnwegspathogenen Keimen
- Laborgerecht mit dicht schließendem Schraubverschluss
- Polystyrol glasklar

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 120336

€ 5,80



€ 10,95
~~€ 15,25~~
Best.-Nr. 157329

Maxima-Minima-Thermometer

- Elektronisch
- Anzeige von -50°C bis +70°C



Bowie & Dick Einmaltest

Gebrauchsfertiges, schwermetalldreies Einmaltestprodukt für die tägliche Überwachung von Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. (Typ B Autoklaven)

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Handhabungssicher
- Eindeutiger Farbumschlag

Packung mit 32 Stück
Best.-Nr. 118843

€ 89,00



Seal Check

Testsystem und Funktionskontrolle von Siegelprozessen eines Durchlaufsiegelgerätes nach DIN EN ISO 11607-2

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Einhaltung der RKI Richtlinien
- Überprüfung offener Siegelnähte und Kanalbildung

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 118842

€ 29,80



Class 5 Steam Integrator

Klasse 5 Dampf-Integrator beurteilen die drei kritischen Parameter der Dampfsterilisation ZEIT – TEMPERATUR – SATTDAMPF im Inneren der Verpackung

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Wird gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Chargenkontrolle empfohlen

Packung mit 100 Teststreifen
Best.-Nr. 119368

€ 26,50



Helix Test

- Mit Indikatorstreifen und Rezeptakel
- Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper
- Sterilisationsprozess-Kontrolltest Klasse B Autoklaven
- Selbstklebender Indikatorstreifen zur Dokumentation
- Einfache Beurteilung des Ergebnisses
- Farbumschlag des Indikators von Gelb nach Dunkelbraun

Anzahl	Best.-Nr.	€
100 Indikatoren	119563	49,00
250 Indikatoren	118844	64,90
400 Indikatoren	118845	96,00



Ohne Zuschneiden ready to use



100 Stück
AB € 2,95
~~€ 3,80~~

stericlin® Klarsichtbeutel (Papier/Folie)

Das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation

- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden
- Sterilisationsfestes 70 g/m² starkes Kraftpapier, wirksame Barriere gegen Keime
- Durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt
- Qualität „Made in Germany“ (CE, EN 868, ISO 11607)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
100 × 200 mm	294648	2,95
100 × 250 mm	292543	3,25
150 × 270 mm	294650	5,95
220 × 350 mm	294651	9,75
250 × 400 mm	294652	12,85
270 × 450 mm	294653	15,95



€ 2,75
€ 3,25

Co-med Vinyl-Untersuchungshandschuhe

Puderfrei
Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
klein	159070	2,75
mittel	159071	2,75
groß	159072	2,75



€ 0,59
€ 0,79

Co-med PE-Handschuhe, gehämmert

Dispenser mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Damen	159787	0,59
Herren	159788	0,59

€ 5,50
€ 7,50

Kondome, im PE-Beutel,
trocken, **Packung mit 144 Stück**

Größe (Ø)	Best.-Nr.	€
34 mm	127014	5,50
28 mm	156381	5,50



€ 9,50
€ 10,80

Kondome, in Deckel-Box

trocken

Packung mit 200 Stück

Größe (Ø)	Best.-Nr.	€
34 mm	152028	9,50
28 mm	111126	9,50

Untersuchungs-Fingerlinge


Aus Latex, unsteril, **Puderfrei**

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
3	152901	0,79
4	152821	0,79
5	153880	0,79



Ein Test
NUR € 1,40



Ein Test
AB € 9,20

Borrelien Zeckenschnelltest

Der Zeckenschnelltest bietet die Möglichkeit, innerhalb von nur 10 Minuten festzustellen, ob eine Zecke mit Borrelien infiziert ist.

- Für den schnellen und qualitativen Nachweis von Borrelien direkt in der Zecke
- Sehr leichte Handhabung, untersucht wird nur die entfernte Zecke
- Sicheres Testergebnis ohne lange Wartezeit, Ergebnis schon nach 10 min.
- Der Zeckenschnelltest kann sowohl in der Praxis als auch vom Patienten selbst durchgeführt werden
- Sehr hohe Sensitivität und Spezifität von 93% und 96%
- Inkl. komplettem Zubehör
- In 3 Packungsgrößen

Lieferumfang: Testkassette, Pufferlösung, Probenröhrchen mit Tropfkappe, Stäbchen, Gebrauchsanweisung

Einzelpackung mit 1 Test
Best.-Nr. 112498 € 9,50

Familienpackung mit 3 Tests
Best.-Nr. 112499 € 28,00

Praxispackung mit 5 Tests
Best.-Nr. 118807 € 46,00

€ 49,95
€ 55,-
Best.-Nr. 160345

FOB (Okkultes Blut) Schnelltest

Qualitativer Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben

- Höhere Spezifität und Sensitivität als klassische Guajak-Teste
- Probenentnahme kann Patient zu Hause durchführen

Packung mit 20 Tests inkl. Zubehör
Best.-Nr. 112994 € 28,00



€ 35,-
€ 39,50
Best.-Nr. 112997

PSA-Schnelltest

Hilfsmittel zur Diagnose von Prostatakarzinom und zur Nachkontrolle

- PSA = Prostata-spezifisches Antigen
- Nachweis in Vollblut, Serum oder Plasma
- Nachweisgrenze 4,0 ng/ml
- Hohe Sensitivität und Spezifität
- Einfache Handhabung

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

D-Dimer Schnelltest

- Immunchromatografischer Assay
- Qualitativer Nachweis in Vollblut oder Plasma

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

€ 29,50
Best.-Nr. 116542

Troponin I Test

Hilfsmittel zur Diagnose eines Myokardinfarktes

- Einstufiger Membran-Immunoassay
- Schneller, qualitativer Nachweis in Serum, Plasma oder Vollblut
- Nachweisgrenze 0,5 ng/ml

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Unser Aktionspaket

€ 309,95
Best.-Nr. 119768

Blutlaktat Messgerät LactatePro™ 2 (LT-1730)

Bestimmung der Blutlaktatkonzentration für die zielgerichtete Trainingssteuerung zur Leistungssteigerung, Fettverbrennung oder für ein optimales Herz-Kreislauftraining

- Einfachste Handhabung, klein und leicht – praktisch für unterwegs
- Laktatbestimmung direkt vom Finger oder Ohrläppchen
- Resultat nach nur 15 Sekunden
- Minimales Probenvolumen von 0.3 µl

Lieferumfang:

1 Blutlaktat Messgerät LactatePro™ 2 (LT-1730) inkl. Etui, 1 Packung Teststreifen (25 Stück), 1 Packung BD Einmal-Sicherheitslanzetten, lila (200 Stück), 1 Packung Watte-Tupfer (2 Rollen mit je 500 Stück)

Zum Nachbestellen

Teststreifen zum LactatePro™ 2

Packung mit 25 Stück
Best.-Nr. 119769

€ 47,49

Colo Rectal Test

Screening bei okkultem Blut im Stuhl

- Ökonomisch hohe Sensitivität und Spezifität (80% / 93% versus Koloskopie)
- Nachweisgrenze von 2ml Blut / 100g Stuhl
- 3-Tages Applikation
- Hygienische Handhabung – für Patient wie auch Laborpersonal
- Berechnungsfähig für die von den Krankenkassen angebotenen Darmkrebsfrüherkennungsuntersuchungen (nach EBM 01734, 32040 oder 401509)
- Hygienisch, schnell, sauber
- Auch während einer Eisentherapie durchführbar
- 2 Reagenz-System, d.h. Auswertung der Stuhlproben auch nach längerer Wartezeit möglich
- Kein ergänzendes System notwendig

Packung mit 50 x 3 Tests

€ 37,50
Best.-Nr. 118942

Mobiles INR-Messsystem für den professionellen Einsatz. System für patientennahes Gerinnungsmanagement.



NEU!

€ 780,-
Best.-Nr. 119535

microINR

Der lebenswichtige Prozess der Blutgerinnung kann mittels moderner Gerinnungsdiagnostik in allen Phasen kontrolliert, überwacht und analysiert werden. Die von der WHO empfohlene INR-Bestimmung als Basisdiagnostik – bei Antikoagulationstherapien. Professionelle Point of Care Diagnostik: schnell, einfach und sicher.

- Ergebnis in weniger als 2 Minuten aus nur 3µl Vollblut
- Klein, handlich und einfach in der Bedienung
- Direkte Blutprobenentnahme ab Punktionsstelle
- Präzise Messung dank einem Reagenz-ISI-Wert von 1,0
- Keine Eichung notwendig
- Qualitätskontrollen laufen bei jeder Messung mit

Lieferumfang:

Gerät, Tragetasche, Ladegerät, USB-Kabel, CD mit Anleitung für Datenextraktionssoftware

Zubehör

microINR Testchips

Packung mit 25 Stück
Best.-Nr. 119440 € 78,55

microINR Control Kit

5 x 1 ml Kontrollplasma, 5 x 2 ml Calciumlösung, 5 x Pasteurpipetten
Best.-Nr. 119536 € 45,00





€ 235,-
€ 279,-

€ 535,-
€ 595,-

€ 369,-
€ 419,-

€ 139,-
€ 159,-

€ 165,-
€ 185,-

€ 265,-
€ 295,-

1 Co-med Untersuchungsleie

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung + 40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 x 650 x 650 mm (L x B x H)

Best.-Nr. 112490-XXX

€ 235,00

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156

€ 26,00

2 Co-med Drehhocker

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß
- Gebremste Doppelrollen
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500-690 mm
- Handringauslöser

Hocker mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112493-XXX

€ 139,00

3 Co-med Vielzweckwagen

- Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, weiß
- Bügelgriff für Schublade in grauweiß 9002
- 1 Schublade – Nicht mit weiteren Schubladen nachrüstbar!
- 4 Doppelrollen, Ø 75 mm (weiche Rollen für harte Böden)
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Maße: 580 x 750 x 450 mm (B x H x T)

Best.-Nr. 112492

€ 165,00



Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche



Co-med Blutentnahmestuhl

- Sitz, Rücken und Armlehnen kunstlederbezogen **schwarz**
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 645 x 865 x 455 mm (B x H x T)

Best.-Nr. 160683

⚠ Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Liege mit Polster weiß Best.-Nr. 112490-101

medifa


MUS 4000 V GYN

Untersuchungsstuhl für Gynäkologie und Urologie

- Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß RAL 9010
- Sitzträger und Rückenrahmen aus Edelstahl
- Bodenausgleichsschrauben für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte, abnehmbare Polsterteile
- Polsterstärke: 50 mm
- Inklusive Papierrollenhalter bis 500 mm Breite
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Auffangschale ausziehbar
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter und Handschalter
- Stellfläche: 860 x 550 mm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- 3 Memorypositionen für 4 Benutzer
- Elektromotorische Höhenverstellung von 550 bis 900 mm
- Elektromotorische Beckenhochlagerung bis +20°
- Elektromotorische Rückenlehnenverstellung bis +50



Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler beraten, welches Modell in Ihre Praxis passt!



Ausführung	Best.-Nr.	€
Modell 550-GYN	114698	5.999,00
Modell 570-GYN wie Modell 550, zusätzlich mit elektromotorischer Beinhalfterverstellung bis zu 30°	114699	6.799,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
1 Beinhalter nach Goepel aus ChrNiSt mit Haltegrifffunktion, Kunstlederbezug	117791	1.399,00
2 Fußplatten aus ChrNiSt mit Haltegrifffunktion, Kunstlederbezug	117792	1.258,00
3 Nackenpolster mit Magnetbefestigung	117790	159,00

- ⚠ Weiteres Zubehör auf Anfrage.
- ⚠ Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.

Alles am Platz



AB € 525,-
€ 569,-

10 JAHRE GARANTIE

Frei Verwendungsstelle in Deutschland

	zweibahnig – je Schublade 2 Bahnen DIN A5 quer	dreibahnig – je Schublade 3 Bahnen DIN A5 quer
Anzahl Schubladen	6 Schubladen	6 Schubladen
Breite x Tiefe x Höhe mm	552 x 600 x 1350	800 x 600 x 1350
Karteischränk mit Griffleiste		
Best.-Nr.	156651-XXX	157857-XXX
€	525,00	675,00
Selbststeizug & Dämpfung (SD)		
Best.-Nr.	156652-XXX	157858-XXX
€	655,00	789,00
Karteischränk mit Bügelgriff		
Best.-Nr.	156645-XXX	157861-XXX
€	549,00	699,00
Selbststeizug & Dämpfung (SD)		
Best.-Nr.	156646-XXX	157862-XXX
€	669,00	819,00

- Für Kartei DIN A5 quer
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Hochwertige Kugelführung
- Doppel-Auszugssperre
- Zentralverriegelung per Dreh-Zylinderschloss mit Wechselkern
- Selbstklebende Beschriftungsleiste
- Inkl. 2 Schwingstützen pro Karteibahn
- Mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet
- Belastung je Auszug: bis 75 kg
- Wahlweise 2 oder 3 Bahnen mit Standardauszug oder Selbststeizug mit Dämpfung

Bitte bei Bestellung die Farbnummer an die Best.-Nr. anhängen.

101-reinweiß (RAL 9010)	202-lichtgrau (RAL 7035)
-------------------------	--------------------------

Saug4T / DT-80T

- Zum Ankleben an Tischen, Arbeitsplatten usw.
- Hoher Bedienkomfort durch Einhandbedienung
- Tragarm mit großer Reichweite (Schwenkbereich ca. 315°, 120/240 cm)

Bestehend aus:

6 x Vakuumelektrode 1 m und 4 x 1,3 m

Tragarm, Vakuumeinheit mit Bedienteil und Halter, Tischhalterung, Netzkabel, 250 ml Elektroden-spray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 x 2-er, 2 x 3-er

Best.-Nr. 118489

€ 1.886,00



Co-med Elektroden-Kontaktspray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	1,95
5-Liter-Kanister	110314	7,95
Auslaufhahn für 5- und 10-Liter-Kanister	114190	4,25



1 Liter
AB € 1,59

Co-med Ultraschall-Gel

Farbe	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	1,50
500 ml	119500	1,90
1-Liter-Flasche	119512	2,10
5-Liter-Cubitainer	119513	6,50
5-Liter Kanister	119514	6,10
10-Liter-Kanister	119515	10,50



€ 10,50
€ 15,50



AB € 2,10
Best.-Nr. 154876

Ø 50 mm mit Druckknopfanschluss

Best.-Nr. 154876 € 2,10

Ø 40 mm, für Kinder mit Druckknopfanschluss

Best.-Nr. 154877 € 3,90

36 x 51 mm mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker

Best.-Nr. 154878 € 4,40

Ø 30 mm für Kinder mit Druckknopfanschluss

Best.-Nr. 158543 € 3,90

Ø 30 mm für Kinder mit Bananenstecker

Best.-Nr. 158544 € 4,40

Zubehör

	Best.-Nr.	€
Pumpdosierer für 5-Liter-Kanister	140922	10,45
Pumpdosierer für 10-Liter-Kanister	151296	10,45
Auslaufhahn für 5- und 10-Liter-Kanister	114190	4,35
Abfüllhahn für Cubitainer	172364	4,40



Co-med Einweg-Schaumstoffelektroden

- Vorgeliefert
 - Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen
- Packung mit 30 Stück

Tücher zum Nachfüllen
NUR € 4,50



mikrocid® AF wipes

- Schnelle Abtrocknung, aldehydfrei
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, Pilze und begrenzt viruzid*)

Inhalt	Best.-Nr.	€ ⁱ
Spenderdose mit 150 Feuchttüchern	128184	5,50
Nachfüllpackung mit 150 Tüchern	128185	4,50

NEU!



mikrocid® universal wipes

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen

- Breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Noro in 30 Sek.)
- Besonders materialschonend
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Nach 4-Felder-Test geprüft
- Besonders große Tücher (20 x 20 cm)
- Gebrauchsfertig

Packung mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 119738

€ 10,50

schülke →



mikrocid® sensitive wipes mikrocid® sensitive wipes premium

- Mit alkoholfreier Lösung getränkte Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen
- Gebrauchsfertig
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid“* (inkl. HBV, HIV, HCV) Rota-Virus
- Nach VAH Methode geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 200 Feuchttüchern	158291	9,50
Nachfüllpackung mit 200 Tüchern	158882	8,50
Softpack mit 48 Tüchern	112463	4,50



ERLEBEN SIE DEN OXY EFFEKT

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Gebrauchsfertige **SPORIZIDE** Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂TM

- 3 MIN'** Sporizid gegen C.difficile (Suspensionstest)
- 2 MIN'** Viruzid (Niedrige Belastung)
- 1 MIN'** Bakterizid (EN 13727 / 16615)



- Gebrauchsfertiges sporizides Hi-Speed H₂O₂TM Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und für Flächen aller Art
- Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV2008) sowie viruzid und sporizid
- Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- Hohe Anwenderfreundlichkeit
- Exzellente Materialverträglichkeit

¹ Incidin® OxyFoam S

² Exzellente Materialverträglichkeit – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff

NEU!



Incidin® OxyFoam S

750-ml-Flasche
Best.-Nr. 119735 € 19,95

Incidin® OxyWipe S

Packung mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 119760 € 24,50

