

Sommerangebote 2017

Sparen
Sie bis zu
30% !



Quality – made in Germany

MELAG
competence in hygiene

Die MELAtherm® Paket – Angebote

Die maschinelle Reinigung und Desinfektion der Instrumente mit einem Thermodesinfektor ist das sicherste Verfahren zum Schutz der Patienten und des Praxisteam. Als ein weltweiter Marktführer im Bereich der Infektionsprävention wollen wir Ihnen nicht nur die besten Geräte liefern, sondern wir wollen auch den Prozess der Aufbereitung verbessern. Damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Mit unseren Sommerangeboten 2017 bieten wir Ihnen drei spezielle Konfigurationen für die Anforderungen in den Bereichen: Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren sowie Chirurgie und Urologie.



- Zeit und Geld bei der Instrumentenaufbereitung sparen!
- Infektionsschutz für Patienten und das Team verbessern.
- RKI-konform aufbereiten und Instrumente schützen.

**Bereits im MELAtherm® enthalten,
also ohne Aufpreis:**

1. Aktive Trocknung der Instrumente
2. Integrierte Dokumentation, CF-Card im Lieferumfang enthalten
3. Integrierte Dosiermodule zur Dosierung der Prozessmedien
4. Integrierte Schublade für Prozessmedien
5. Praxisoptimierte Aufbereitungskammer

**Zusätzlich erhalten Sie für Ihren MELAtherm kostenlos:
Ein Starterset der Prozessmedien MEtherm im Wert von € 99!**

MELAG – Ein weltweit führendes Familienunternehmen aus Berlin.

Wir sind ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1951 auf Produkte für die Praxishygiene konzentriert. Wir produzieren mit über 365 Mitarbeitern ausschließlich in Deutschland auf ca. 22.000 m² und wir sind Weltmarktführer im Bereich der Instrumentenaufbereitung.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.melag.de

MELAG Medizintechnik oHG

Die drei Angebote:

Das Gynäkologie-Paket



MELAtherm®10 inkl. CF-Card	7.995,- €
Basiskorb ohne Injektorschiene	535,- €
Flexkorb 6	275,- €
2 x Flexkorb Spekula	430,- €
Gesamtpreis	9.235,- €

Angebotspreis 8.490,- €

Sie sparen 745,- €

Bis zu 32 Spekula können in dieser Konfiguration optimal für die gynäkologische Praxis in nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung) aufbereitet werden.

Das HNO-Paket



MELAtherm®10 inkl. CF-Card	7.995,- €
Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben	605,- €
Flexkorb 3	189,- €
Flexkorb 2	169,- €
Instrumentenkorb kompakt	165,- €
Ohrtrichteraufsatz für Flexkorb 2	87,- €
Aufsatz für Nasenspekula Flex 1	84,- €
Gesamtpreis	9.294,- €

Angebotspreis 8.490,- €

Sie sparen 804,- €

Instrumente für bis zu 40 Patienten können in dieser Grundkonfiguration in einer Charge und in nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung) aufbereitet werden. Hohlkörperadaptierung auf Anfrage.

Das Chirurgie-/Urologie-Paket



MELAtherm®10 inkl. CF-Card	7.995,- €
Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben	605,- €
Flexkorb 6	275,- €
2 x Flexkorb 3	378,- €
Gesamtpreis	9.253,- €

Angebotspreis 8.490,- €

Sie sparen 763,- €

Diese Ausstattung bildet die Grundkonfiguration der Aufbereitung von urologischen und chirurgischen Instrumenten in einem Aufbereitungsvorgang von nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung). Hohlkörperadaptierung auf Anfrage.

Die Autoklaven – Angebote

Das Profi-Klasse Paket Vacuklav®23B+



- Dieser Autoklav der weltweit meist verkauften »Klasse-B«-Kategorie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- Für die Sterilisation von »semikritisch A/B« und »kritisch A« und sogar von »kritisch B« Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- Selbsterklärende und einfache Bedienung
- Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten sind anschließbar: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Vacuklav®23 B+	8.260,- €
MELAflash® CF-Card Printer	605,- €
3 Tablettis + MELAcontrol® Praxis-Set	333,- €
Gesamtpreis	9.198,- €

Angebotspreis 6.690,- €

Sie sparen 2.508,- €

Das Basis Paket Euroklav®23VS+



- Das ist der beliebteste »Klasse-S«-Autoklav – normkonform nach der EN 13060
- Für die Sterilisation von »semikritisch A/B« und »kritisch A« Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- Selbsterklärende und einfache Bedienung
- Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten sind anschließbar: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Euroklav®23 VS+	5.235,- €
MELAflash® CF-Card Printer	605,- €
3 Tablettis	168,- €
Gesamtpreis	6.008,- €

Angebotspreis 4.490,- €

Sie sparen 1.518,- €

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Aus den drei MELAtherm® Angeboten:

Gyn HNO Chir/Uro

Variante: 230 V 400 V

Aus den Autoklaven-Angeboten:

Das Profi-Klasse Paket Das Basis Paket

Praxis

Anschrift

Fachhändler

Datum, Unterschrift