



Der MELAG Autoklaven Guide:

Unsere Lösungen zur Sterilisation gemäß EN 13060

Pro Line

Unsere Einstiegsmodelle: Egal welche Aufgaben der Tag für Sie bereithält, Vacuclave 118 und Vacuclave 123 halten Ihnen im Aufbereitungsraum den Rücken frei.

- ✓ **Maximale Zuverlässigkeit:**
Durch die einzigartige MELAG Qualität - Made in Germany
- ✓ **Intuitives Bedienkonzept:**
Durch das Smart-Touch Display mit integrierter Dokumentation
- ✓ **Exzellenter Support:**
Durch Ihre direkten Ansprechpartner und unsere Digitalen Tools



Prime Line

Unsere Preis-Leistungs-Sieger: Vacuclave 318 und Vacuclave 323 verschmelzen die Pro Line Produkt-Highlights mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine rückverfolgbare Chargenfreigabe.

- + **Hohe Beladepazitäten:**
Mit dem Heavy-Duty Programm für bis zu 8 kg auf 5 Tablett
- + **Schnelle Programmlaufzeiten:**
Durch die algorithmusgesteuerte DRYtelligence Trocknung
- + **Integrierte Rückverfolgung:**
Mit Nutzer-Authentifizierung, Chargenfreigabe und Etikettendruck direkt am Gerät



Premium-Klasse

Die Benchmark für maximale Effizienz: Die Evolution-Serie ist schneller als je zuvor. Und Sie damit auch: Sterilisieren Sie dank Doppelmantel-Technologie mit doppelter Geschwindigkeit.

- ★ **Rekord-Zykluszeiten:**
Durch die patentierte Doppelkammer-Technologie
- ★ **Höchste Beladepazitäten:**
Von bis zu 9 kg Instrumenten auf 8 Tablett
- ★ **Hochleistungs-Komponenten:**
Für Power User mit verlängerten Wartungszyklen

Welcher MELAG Autoklav ist der richtige für Sie?

Die Unterschiede der Pro, Prime und Premium Autoklaven auf einen Blick.



Die Produkt-Highlights	Pro Line	Prime Line	Premium-Klasse
Smart-Touch Display: für eine intuitive Bedienung	4.3"	4.3"	5.75"
Kesselgrößen: für Ihren individuellen Bedarf an Instrumenten	17 – 23 Liter	17 – 23 Liter	18 – 23 Liter
Maximale Kapazität: für die Beladung mit Einzelinstrumenten	Bis zu 6 kg	Bis zu 8 kg	Bis zu 9 kg
Anzahl Tablett: für eine effiziente Nutzung der Sterilisationskammer	5 Stk.	5 Stk.	8 Stk.
Anzahl Sterilisiercontainer: für die Beladung mit MELAstore Boxen	3x Container	3x Container	4x Container
Zykluszeiten: für einen Sterilisationsvorgang (ohne Trocknung)*	15 – 27 Min.	15 – 27 Min.	8 – 21 Min.
Energiespar-Funktion: zur Deaktivierung der Heizung und des Displays zwischen den Sterilisationsvorgängen	✓	✓	✓
Leitwert-Messung: zur automatischen Prüfung der Wasserqualität	✓	✓	✓
Integrierte Dokumentationsschnittstellen: zur Protokoll-Speicherung per Netzwerk oder Datenträger	✓	✓	✓
ProControl: Chargenfreigabe und Nutzerauthentifizierung direkt am Gerät	✗	✓	✓
Druck von Barcode-Etiketten: mit Hilfe eines optionalen Label-Printers	✗	✓	✓
DRYtelligence: für optimale Trocknungsergebnisse und eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %	✗	✓	✓
Startzeit-Vorwahl: für einen automatischen Programmstart zum Wunschtermin	✗	✗	✓
Wartungszyklen: zur Sicherung der langfristigen Qualität gemäß MPBetreibV	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	4.000 Zyklen oder 2 Jahre

*Zeitränge für Minimal- bis Maximalbeladung im Schnell-S bis Universal-B Programm