




SCHILLER

The Art of Diagnostics



medilog® Holtersysteme - Die Philosophie

Was sind die entscheidenden Merkmale eines Langzeit-Blutdruck-Systems der Top-Klasse?

Die Langzeitblutdruckmessung ist unbestritten eines der wichtigsten und häufigsten Diagnostikverfahren der inneren Medizin. Vom Befund können unmittelbar lebenswichtige Therapieentscheidungen abhängen. Der Anwender unterliegt somit einer sehr hohen Handlungsverantwortung. Unser Ziel ist es, Sie dabei in optimaler Weise zu unterstützen.

Entscheidend ist die Qualität des Ergebnisses und damit die eingesetzte Messtechnologie in puncto Präzision.

Genauso wichtig ist die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, von der Manschette, über den Recorder bis hin zur Auswertesoftware mit dem Ziel eines reibungslosen und effizienten Ablaufs vom Anlegen bis zum Befund.

Innovativ ist somit grundsätzlich alles, was Ihrer Performance dient.

SCHILLER medilog® wurde nach exakt diesen Prämissen entwickelt. Unser Ziel ist Top-Qualität und Top-Performance zu einem vernünftigen Preis.

Als medilog®-Anwender dürfen Sie dies erwarten:

- | | |
|----------------------|---|
| - Duales Messsystem | Auskultatorisches <u>und</u> oszillometrisches Verfahren gleichzeitig |
| - Präzise Ergebnisse | Verwertbare Blutdruckwerte sogar bei Rhythmuspatienten |
| - Top-Performance | Die Software passt sich Ihrem Workflow an |
| - Echte Innovation | Die optionale Pulswellenanalyse hilft Ihnen bei der Therapie |
| - Schnelles Ergebnis | Ihr Zeiteinsatz bleibt gering - Sie werden begeistert sein |

medilog® Holtersysteme - Die ABDM-Rekorder

Neue Maßstäbe bei Messgenauigkeit und Patientenkomfort

Spitzenperformance durch auskultatorische UND oszillometrische Messung

Der BR-102 plus ist der einzige ABDM-Rekorder, der gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Messtechniken unterstützt, je nachdem, welchen Manschettentyp Sie einsetzen.

Die **auskultatorische Messung** liefert genaue Werte, selbst bei Bewegungsartefakten. Sie funktioniert auch bei Rhythmuspatienten besonders gut.

Die **oszillometrische Messung** stellt sicher, dass Sie in jedem Fall verwertbare Ergebnisse bekommen.

Ihr Vorteil: Stets genaue, verwertbare Blutdruckmessungen

Ihr Nutzen: Minimaler Aufwand bei der Auswertung

NEU: BR-102 plus PWA mit Pulswellenanalyse



mit Pulswellenanalyse

medilog® DARWIN2 Holtersoftware

Modernste Softwaretechnologie für effiziente Langzeit-Blutdruck-Befundung

medilog® DARWIN gehört zu den leistungsfähigsten Holter-Auswertesystemen und wird weltweit von führenden kardiologischen Zentren eingesetzt.



Einzartiges Softwarekonzept - flexible Workflows

Das einzigartige Softwarekonzept erlaubt Ihnen die Einrichtung individueller Workflows.

Absolut genial: Die Benutzeroberfläche ist im höchsten Masse flexibel und kann sehr einfach Ihren speziellen Vorstellungen angepasst werden.

Langzeit EKG und Langzeit-Blutdruck in einem System


Eine konsistente Benutzeroberfläche für die gesamte ambulante Diagnostik. Damit Sie noch schneller ans Ziel kommen.



BR-102 plus

Lieferumfang:

- 1x BR-102 plus Rekorder
- 1x Manschette in Gr. M
- 1x Ladegerät
- 4x Akkus
- 1x Premium Tasche
- 1x USB Kabel
- 1x DARWIN2 basic Software



BR-102 plus O

(Manschette oszillometrisch)

Bestellnr. 0140500 € 1.390,-*

BR-102 plus A

(Manschette auskultatorisch)

Bestellnr. 0140501 € 1.490,-*




Pulswellenanalyse (PWA)

Mit zunehmendem Alter und der Häufung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes Mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Nikotinkonsum versteifen die Gefäße und deren Elastizität nimmt ab. Die Zunahme der Gefäßsteifigkeit beeinflusst ganz wesentlich die Herzkreislauffunktion und hat daher wichtige prognostische Bedeutung und therapeutische Konsequenzen.



BR-102 plus PWA mit Pulswellenanalyse

Die Pulswellenanalyse dient zur Früherkennung von Bluthochdruck und Gefäßverkalkung und misst die Pulswellengeschwindigkeit als Indikator für die Gefäßsteifigkeit.



Zubehör

BestellNr. Manschetten:

140551	Bügelmanschette S 2014 - ausk./osz. (18-26 cm)	79,00 €* / Stk.
140552	Bügelmanschette M 2014 - ausk./osz. (25-35 cm)	79,00 €* / Stk.
140553	Bügelmanschette L 2014 - ausk./osz. (35-45 cm)	79,00 €* / Stk.
140550	Bügelmanschette M - ausk./osz. (25-35 cm) komplett mit Schlauch	199,00 €* / Stk.
140554	Bügelmanschette M - nur osz. (25-35 cm) komplett mit Schlauch	99,00 €* / Stk.



Verbindungsschläuche:

140231	Verbindungsschlauch ausk. mit Mikro	122,00 €* / Stk.
140233	Verbindungsschlauch osz.	68,00 €* / Stk.



Haltestreifen:

140013	Haltestreifen für Manschette (10 Stk.)	20,00 €* / Pkg.
140011	Haltestreifen für Mikro (10 Stk.)	20,00 €* / Pkg.



Taschen:

140236	Premium-Tasche zu BR-102 plus (rot)	29,00 €* / Stk.
140237	Zubehör Etui zu BR-02 plus incl. Premium Tasche	98,00 €* / Stk.
244130	Schulter- u. Bauchgurt zu Tasche rot	9,00 €* / Stk.
240240	Einmaltragetaschen (50 Stk.)	39,00 €* / Pkg.



Energiemanagement:

683302	Akku (2700 mAH)	8,50 €* / Stk.
140215	Ladegerät für Akkus	75,00 €* / Stk.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Ihr SCHILLER-Fachhändler:

SCHILLER Medizintechnik GmbH, Otto-Lilienthal-Ring 4, 85622 Feldkirchen, Tel. 089/62 99 81-0, Fax 089/609 50 90, info@schillermed.de, www.schillermed.de

** Alle Preise zzgl. MwSt. / Preise gültig bis 31.12.2014
Alle Angaben und Preise entsprechen den zur Drucklegung vorhandenen Kenntnissen,
vorbehaltlich Druck- und Satzfehler*