



5 Jahre CardioLaptop®



CardioLaptop® AT-10 plus Spitzenleistung im Kompaktformat

Der CardioLaptop® AT-10 plus ist die Symbiose aus PC-EKG und EKG-Schreiber. Er besitzt die Eigenschaften eines hochwertigen Elektrokardiographen und bietet gleichzeitig die Performance eines modernen PC-EKGs. Dadurch wird der AT-10 plus zur

integrierten Lösung für Ruhe-EKG, Ergometrie und Spirometrie. Dies macht den AT-10 plus zu einer zeitlosen Diagnostiklösung mit Langfrist-Garantie.

Investieren Sie in eine integrierte Diagnostiklösung, die keinen PC benötigt.

- Multifunktionale Diagnostikstation für Ruhe-EKG, Ergometrie und Spirometrie
- Kompakter Messplatz für die kardiopulmonale Diagnostik
- Integrierte Lösung unterstützt elektronische Patientenakte und papierlose Diagnostik
- Netzwerkfähiger Messplatz, der keinen PC benötigt
- Beste EKG-Performance: Vermessung, Interpretation, 12-Kanal-Schreiber inklusive
- Vollautomatische Ergometrie mit Steuerung des Ergometers



SCHILLER

The Art of Diagnostics