


Frühjahr 2009
gültig bis 30.04.2009

**LITTMANN™ Classic II S.E.
Stethoskop – Aktuelle Technik
im klassischen Design**

- Edelstahl-Doppelkopf-Bruststück
- Dual Frequency Membran Ø 4,7 cm
- Hochwertiges Einschlauchsystem
- Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung der Ohrbügel
- Aufsteckbare Soft-Ohrlöcher
- Latex- und nickelfrei
- Gesamtlänge: 71 cm, Gesamtgewicht: 125 g
- Trichter: Ø 3,6 cm, Gewicht Bruststück: 65 g
- **3 Jahre Garantie**

„Weitere Littmann Modelle auf Anfrage“



Farben	Best.-Nr.
schwarz	S 10124
marineblau	S 10126
burgund	S 10423

€ 64,⁹⁰

3M
MEDICA



seca 877 Flachwaage

Für den mobilen Einsatz (III)

- Robuste, sehr leichte Flachwaage mit integriertem Display
- Sicherer Stand dank 4 Nivellierfüßen
- Mutter/Kindfunktion, Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik
- Gewicht: 3,6 kg
- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 g > 200 g

Best.-Nr. L 94053
inkl. Eichgebühr

€ 499⁰⁰

Händehygiene im Sparpaket von B | BRAUN

Sie bestellen:

2 Wandspender TLS für 1.000-ml-Flaschen
ODER ELS für 500-ml-Flaschen

und bekommen im Paket dazu:

- (500- oder 1.000-ml-Flaschen)
- + Softa-Man® ViscoRub – Die neue viskose Händedesinfektion
- + Softaskin®
- + Trixo® (500 ml)
- + Universalpumpe 500/1000 ml

Sparpaket 1 TLS mit Wandspender 1000 ml
Best.-Nr. S 58807

Sparpaket 2 ELS mit Wandspender 500 ml
Best.-Nr. S 58808

je Paket € 96⁰⁰
Sie sparen bis zu € 26,95



Als Serviceleistung bieten wir Ihnen an:

Hygienemanagement in der Arztpraxis

- **Praxisbegehung**
- **Hygieneplan**
- **Fortbildungsveranstaltungen:**
Hygiene – Desinfektion – Sterilisation

**Sparen ohne auf Qualität zu verzichten!
Com-Tex Latex-Untersuchungshandschuhe**


Der preisgünstige, unsterile Latex-Untersuchungshandschuh

Puderfrei Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
klein	S 52783	
mittel	S 52784	
groß	S 52785	3,75
ab 10x100 Stück		nur 3,25



Technology from Germany



Fingerpulsoximeter OxyTrue FC®

- Zuverlässig und genau mit 16 Bit-Technologie
- Robustes Design
- Einknopfbedienung
- Integration von Monitor- und Sensorfunktion
- Farbdisplay mit extrem weitem Blickwinkel
- Von Pädiatrie bis Erwachsenenenanwendung (ca. 8–26 mm Fingergröße)
- Einstellbare Display-Inhalte
- 2 Jahre Garantie
- Inkl. 2 Batterien (AAA) und Trageband

Best.-Nr. L 94095

€ 149⁰⁰



meditrol®-Micro-Albumin

Semi-quantitativer Schnelltest zum Nachweis der Albuminkonzentration im Urin

- Lagerung bei Raumtemperatur
 - Anzeige ab 20 mg/l
- Packung mit 20 Teststreifen

Best.-Nr. S 59084 nur € 16,60

Co-med clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät – optimal für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Günstiger Preis mit allen Vorteilen eines mobilen Gerätes: Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm, seitlicher Schlauchanschluss, Gebläse, Kletten-Manschette, Etui mit Reißverschluss

Mit normaler Manschette

Best.-Nr. S 57873 € 25,90

Mit XL-Manschette

Best.-Nr. S 57874 € 28,90



ab € 25⁹⁰



BioNexia® CRP ratio Test

- Schnelltest zum semiquantitativen Nachweis von CRP-Konzentration im Vollblut
- Nur 10 µg Blut notwendig
- Ergebnis nach 5 min. Reaktionszeit

Lieferumfang:

Packung mit 10 Teststreifen, End-to-End-Kapillaren, Pufferlösung und sterilen Schusslanzetten

Best.-Nr. S 59166 € 21,40




BioNexia® D-Dimer Schnelltest

- Immunologischer Schnelltest zum Nachweis von D-Dimer aus Vollblut oder Plasma
- Nachweisgrenze: 80 mg/ml Vollblut/Plasma

Packung mit 10 Teststreifen inkl. Sicherheitslanzetten und Mikropipetten

Best.-Nr. S 59165 nur € 52,00



meditrol®-Troponin I (cTnI)

Schnelltest (15 min) für den qualitativen Nachweis von kardialen Troponin I im Vollblut, Serum oder Plasma

- Lagertemperatur + 2 bis + 30°C
- 5 x 1 Test inkl. Probepipetten

Best.-Nr. S 56757 nur € 19,90

MELAG® Folienschweißgerät



MELAG®

MELAseal® 100 inkl. Rollenhalter „komfort“

- Aufheizzeit ca. 2 Minuten
- Einschweißzeit ca. 2 sek.
- Schweißnaht 10 mm, nach DIN 58953 sind 8 mm gefordert
- Mit integriertem Schneidmesser lassen sich individuelle Längen schneiden
- Für die Praxis, die in kurzer Zeit viele Instrumente einschweißt
- Platzsparend durch den Rollenhalter „komfort“, da er oberhalb des Gerätes angebracht ist
- Hochwertiges Edelstahlgerät

Best.-Nr. L 91502

€ 499⁰⁰



MELAseal® 101

- Model sofort einsetzbar ohne Vorheizzeit
- z.B. als Paket mit Rollenhalter „komfort“ (wie Abb. oben)

Best.-Nr. L 29091

nur € 579⁰⁰

Qualitätsmanagement beim Folienschweißen – Prüfen Sie Ihr Folienschweißgerät

SEAL CHECK



- Zur wöchentlichen Routineprüfung Ihres Folienschweißgerätes und zur Dokumentation des Ergebnisses
- Prüfung der Siegelnahtfestigkeit
- Nicht ausreichende Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden sichtbar

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. L 94163

€ 39⁰⁰

Sparen Sie mit uns!

steriCLIN Klarsicht-Sterilisierverpackung

- Qualität aus Deutschland
- CE, EN 868, ISO 11607 mit 3 Indikatoren für STEAM- EO- und FORM-Sterilisation
- Rolle mit 200 m

Größe Best.-Nr. €/Rolle

5,0 cm L 93801 12,90

7,5 cm L 92635 17,50

10,0 cm L 92636 19,50

12,5 cm L 93803 24,90

15,0 cm L 92637 28,90

20,0 cm L 92638 38,90

25,0 cm L 92639 49,90

Rolle ab

€ 12⁹⁰

neu



ID Kombi

die neue

Instrumentendesinfektion

- Kombi = einsetzbar für Standard- und thermolabile Instrumente
- Einfach zu dosieren: z.B. 1% Lösung für 60 min Einwirkzeit



preiswert

2 ltr Flasche Best.-Nr. S 58896 nur € 22,90

10 ltr Kanister Best.-Nr. S 58897 nur € 83,50

Das 40 °C-Desinfektionswaschmittel für Textilien



Eltra®40

Chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C gemäß RKI und VAH

- Wäscht gründlich und desinfiziert zugleich
- Beseitigt Gerüche durch aktiven Sauerstoff
- Einfache und sichere Handhabung
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA), Viren (inkl. Norovirus, HIV) und Pilze

3,5 kg-Gebinde

Best.-Nr. S 59169

€ 29,90

11,5 kg-Gebinde

Best.-Nr. S 59167

€ 68,45

ab

€ 29⁹⁰

Alle Preise in Euro zzgl. 19% MwSt.

