

Herbst 2009

gültig bis 30.11.2009

Entscheidung fürs Leben!



nur **€ 999⁰⁰**

Philips HeartStart Erste-Hilfe-Defibrillator

Der Defibrillator arbeitet mit einer langlebigen Batterie mit 4 Jahren Lebensdauer. Tägliche Selbsttests überprüfen elektrische Komponenten, Teilsysteme, Elektrodenkassette und Batterien. Der HeartStart ist einfach zu bedienen, hat ein klares Design und verständliche Sprachanweisungen. Kurve: Zweiphasige Wellenform (Smart Biphasic).

Mit optionalen SMART-Pads auch für Kinder und Kleinkinder einsetzbar. Gewicht: 1,5 kg. Abmessungen: 7 x 19 x 21 cm (H x T x B). 5 Jahre Garantie auf das Gerät; 1 Jahr Garantie auf das Zubehör.

Lieferumfang: Defibrillator, Gebrauchsanweisung, Batterie, 1 x Defibrillations-Elektroden für Erw., Kurzanleitung

Best.-Nr. L 93713

nur **€ 999,-**

Zubehör zum Nachbestellen:

Defibrillationselektroden für Erwachsene (Paar)	Best.-Nr. L 93859	€ 63,-
Defibrillationselektroden für Kinder (Paar)	Best.-Nr. L 94056	€ 109,-
Tragetasche	Best.-Nr. L 93718	€ 128,-
Wandhalterung	Best.-Nr. L 93741	€ 128,-
Langzeit Einwegbatterie M5070A	Best.-Nr. L 94001	€ 162,-

Einfache Bedienung:

1. Grünen Griff ziehen zur Aktivierung.
2. Den Sprachanweisungen folgen.
3. Der HeartStart Erste-Hilfe-Defibrillator stellt fest, ob ein Herzrhythmus defibrillierbar ist (orangefarbene Schocktaste blinkt, wenn ein Schock empfohlen wird).

Langzeitblutdruckmessung lohnt sich wieder!



Bei uns nur

€ 979⁰⁰

boso TM-2430 PC 2

Netzwerkfähig zertifizierte GDT-Schnittstelle zu allen gängigen Praxis-EDV-Systemen – Validiert nach BHS (British Hypertension Society)

Kleinste Abmessungen für maximalen Tragekomfort: 100 x 80 x 27 mm. 220 g leicht! Lieferumfang: Akku-Ladegerät, 2 Akku-Sätze mit je 3 Akkus, Manschette für Erwachsene, Hüfttasche mit Trageriemen, Gürtel, inklusive bosoprofil-manager 3-Software für die Auswertung am PC (PMM-System) seriell und USB-Adapter.

Best.-Nr. L 93176 **€ 1.120,-**
UVP des Herstellers

Gratis dazu!

Bei Bestellung des boson TM-2430 erhalten Sie eine XL-Manschette im Wert von € 108,75!

Weltneuheit!!

Hören Sie besser,
hören Sie mehr
mit dem ersten stereophonen
Stethoskop der Welt!

Dieses revolutionäre Modell ermöglicht ein völlig neues Niveau der Auskultation ohne irgendeine elektronische Verstärkung.

NEU

Während es genauso einfach zu bedienen ist wie ein Standardstethoskop, können Sie einfacher und genauer als je zuvor differenzieren zwischen Atemgeräuschen, Herzgeräuschen, normalen Herztönen und Tönen von prothetischen Klappen.

Entdecken Sie, warum bereits mehr als 10.000 Ärzte in 20 verschiedenen Ländern ihre konventionellen Stethoskope aufgegeben haben.

Best.-Nr. L 94123

€ 219⁰⁰



Co-med clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät - optimal für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Qualität zum günstigen Preis: Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm, seitlicher Schlauchanschluss, Gebläse, Kletten-Manschette, Etui mit Reißverschluss

Mit normaler Manschette

Best.-Nr. S 57873 € 25,⁹⁰

Mit XL-Manschette

Best.-Nr. S 57874 € 28,⁹⁰

**Sturzsicher aus
1,20 m Höhe.**



steriCLIN Klarsicht-Sterilisierverpackung

- Qualität aus Deutschland
- CE, EN 868, ISO 11607 mit 3 Indikatoren für STEAM- EO- und FORM-Sterilisation
- Rolle mit 200 m

Größe	Best.-Nr.	€/ Rolle
5,0 cm	L 93801	12,90
7,5 cm	L 92635	17,50
10,0 cm	L 92636	19,50
12,5 cm	L 93803	24,90
15,0 cm	L 92637	28,90
20,0 cm	L 92638	38,90
25,0 cm	L 92639	49,90

Rolle mit 200 m ab € 12⁹⁰

seca 704 Digitale Säulenwaage

- Besonders hohe Tragkraft
- Bis zu 16.000 Wägungen pro Batteriesatz
- Robuste, langlebige Konstruktion aus Gusseisen
- Große und niedrige Plattform
- TARA-, HOLD-, BMI-Funktion
- Transportrollen
- Tragkraft: 250 kg
- Teilung: 100 g

Best.-Nr. L 93051

UVP des Herstellers € 835,00

Bei uns nur

€ 689⁰⁰

inkl. Eichgebühr

Auch als Version mit integrierter PC- und Druckerschnittstelle erhältlich!



ID Kombi

Instrumentendesinfektion

- Kombi = einsetzbar für Standard und thermolabile Instrumente
- Einfach zu dosieren: z. B. 1 % Lösung für 60 min. Einwirkzeit
- Stark reinigungsaktiv,
- Dermatologisch getestet
- Ultraschallbad geeignet, Aldehyd- und phenolfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid gem. DGHM/VAH, sowie virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren)



2-Liter-Flasche
Best.-Nr. S 58896
nur € 24,80

10-Liter-Kanister
Best.-Nr. S 58897
nur € 85,40



ab € 2,95

medichem

Haut-/Hände-Desinfektion hd

Lösung zur hygienischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen, für Kühlumschläge, bakterizid inklusive TBC.

250-ml-Sprüh-Flasche
Best.-Nr. S 83115 € 2,95

500-ml-Flasche
Best.-Nr. S 56308 € 3,45



Notfalltasche in 2 Ausführungen

Co-med Notfalltasche:

- 1 Hauptfach mit herausnehmbarem und teilbarer Inneneinteilung
- 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen
- 1 zusätzliches Fach über dem Deckel
- 1 Fronttasche mit vielen Riemen und Schlaufen
- Klarsichtfach auf dem Deckel
- Tragegriffe mit Klettverschluss
- 1 Schultergurt
- 2 weitere Gurte auf der Rückseite (auch als Rucksack tragbar)
- Bodenabdeckung mit 4 Füßen, kann bei Bedarf abgenommen und gereinigt werden
- Verstärkte semi-rigide Seitenwand
- Weiße Reflexstreifen an allen Seiten
- Maße: 34 x 48 x 32 cm (HxBxT)



ab
€ **159⁰⁰**

Füllung „Klein“:

- Guedel-Tubus Gr. 0–5
- Füllung für Verbandkasten DIN 13164
- Notfallklemme
- Ambu-Einweg-Beatmungsbeutel inkl. Maske Gr. 3, 4 und 5
- Diagnostikleuchte
- Fieberthermometer
- boso-Blutdruckmessgerät
- Stethoskop
- Kälte-Sofort-Kompresse 15 x 17 cm
- Venenstauer
- Beißkeil

Notfalltasche mit Füllung „Klein“

Best.-Nr. L 94130

€ 159,-

Füllung „Groß“ enthält zusätzlich:


- Handabsaugpumpe
- Laryngoskop mit Spatel Gr. 0–4
- Einführungsmandrin Ch. 10
- Endotrachealtubus mit Cuff Gr. 5,5–8,5
- Magillzange 20 cm, verchromt
- SET Infusion: Infusionssystem steril, Verschlusskappe, Venenverweilkatheter, Perfusionsbesteck, Infusionslösung

- SET Injektion: Hautdesinfektion, Ampullen-öffner, Einmalspritzen/-kanülen

Notfalltasche mit Füllung „Groß“

Best.-Nr. L 94131

€ 299,-



Fingerpulsoximeter OxyTrue FC®

- Zuverlässig und genau mit 16 Bit-Technologie
- Robustes Design
- Einknopfbedienung
- Integration von Monitor- und Sensorfunktion
- Farbdisplay mit extrem weitem Blickwinkel
- Von Pädiatrie bis Erwachsenenwendung (ca. 8 – 26 mm Fingergröße)
- Einstellbare Display-Inhalte
- 2 Jahre Garantie
- Inkl. 2 Batterien (AAA) und Trageband

Best.-Nr. L 94095

€ **149⁰⁰**

BioNexia Influenza A/B Test



- RKI - gelistet
 - besonders sicher durch Sekretfilter
 - einfache Testdurchführung
- Packung mit 5 Testkassetten
incl. Zubehör - gebrauchsfertig -

Best.- Nr. S 59794

€ 46,80

meditrol Influenza A/B Test

Schnelltest für den Nachweis von Influenza A/B Antigenen aus dem Nasenabstrich.

Die preiswerte Alternative



Packung mit 5 Testkassetten
incl. Zubehör - gebrauchsfertig -

Best.- Nr. S 59795

€ 28,90

Die genaue Testdurchführung finden Sie unter www.medicchem-online.de

Alle Preise in Euro zzgl. 19% MwSt.

